

MAGNAMED



Manual de Operação

Oxymag Agile - Ventilador de Transporte e Emergência


É proibida a reprodução total ou parcial desta obra através de qualquer forma ou meio, sejam eles eletrônicos ou mecânicos, incluindo processos reprográficos, sem a expressa autorização da empresa.

(Lei nº 9.610/1.998)

Registro na ANVISA nº 80659160004

Este manual de operação contempla o modelo de ventilador pulmonar de transporte e emergência 1603855-01: OxyMag Agile – Versão 1.n, desenvolvido e fabricado pela Magnamed Tecnologia Médica S/A.
Revisão deste manual de operação: nº 28

Todos os direitos reservados pela

Magnamed Tecnologia Médica S/A 
Rua Santa Mônica 801/831 – Capuava
CEP: 0671-865 – Cotia – SP – Brasil
Tel/Fax: +55 (11) 4615-8500
Inscrição Estadual: 149.579.528.111
CNPJ: 01.298.443/0002-54
E-mail: magnamed@magnamed.com.br
Website: www.magnamed.com.br

Responsável Técnico: Toru Miyagi Kinjo
Inscrição CREA SP: 5061555031
Responsável Legal: Wataru Ueda

Índice Analítico

| | | | | | |
|---|--|-------|--|---|----|
| A. | DEFINIÇÕES | 5 | 5.8 | APRV – VENTILAÇÃO POR ALÍVIO DE PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS (MODALIDADE OBTIDA COM A RELAÇÃO INVERTIDA DO DUALPAP) 47 | |
| B. | ADVERTÊNCIA | 5 | 6. | ALARMES DISPONÍVEIS | 49 |
| C. | ATENÇÃO | 7 | 6.1 | DESCRIÇÃO DE CONTROLE DE ALARME | 49 |
| D. | OBSERVAÇÃO | 7 | 6.2 | AJUSTE DOS ALARMES | 55 |
| 1. | DESCRIÇÃO GERAL | 8 | 6.3 | VENTILAÇÃO MANUAL NO PACIENTE | 56 |
| 1.1 | USO PRETENDIDO | 8 | 6.4 | TESTE DE ALARME | 56 |
| 1.2 | ITENS OPCIONAIS COMPATÍVEIS COM OS PRODUTOS .. | 9 | 6.4.1 | TESTE DE ALARMES AJUSTÁVEIS | 56 |
| 2. | DESEMBALANDO O OXYMAG AGILE | 10 | 6.4.1.1 | ALARME DE PRESSÃO..... | 56 |
| 2.1 | VERIFICAÇÕES INICIAIS | 10 | 6.4.1.2 | ALARME DE PEEP | 57 |
| 2.2 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 11 | 6.4.1.3 | ALARME DE VOLUME MINUTO (VM) | 57 |
| 2.2.1 | ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE Podem Ser | | 6.4.1.4 | ALARME DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FREQ) 57 | |
| ADQUIRIDOS PARA O MODELO OXYMAG AGILE | 12 | | 6.4.1.5 | ALARME DE VOLUME | 57 |
| 2.3 | COMPONENTES DO VENTILADOR DE TRANSPORTE ... | 14 | 6.4.1.6 | ALARME DE APNEIA..... | 57 |
| 3. | DESCRIÇÃO DO DISPLAY..... | 17 | 6.4.1.7 | ALARME DE FIO2..... | 57 |
| 3.1 | MODALIDADES | 17 | 6.4.2 | TESTE DE ALARMES CRÍTICOS | 57 |
| 3.2 | ALARMES, MONITOR E STATUS..... | 17 | 6.4.2.1 | DESCONEXÃO | 57 |
| 3.2.1 | TRAVA DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE..... | 17 | 6.4.2.2 | SEM REDE ELÉTRICA | 57 |
| 3.2.2 | MONITOR, MENUS E GRÁFICOS | 18 | 6.4.2.3 | BATERIA BAIXA | 58 |
| 3.2.3 | AJUSTES DOS PARÂMETROS DA VENTILAÇÃO..... | 18 | 6.4.2.4 | OBSTRUÇÃO | 58 |
| A. | TECLA CONGELA..... | 18 | 6.4.2.5 | PRESSÃO DE O ₂ BAIXA..... | 58 |
| B. | TECLA MANUAL | 18 | 6.5 | VENTILAÇÃO MANUAL NO PACIENTE | 58 |
| 4. | PREPARAÇÃO PARA O USO | 19 | 7. | LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO..... | 59 |
| 4.1 | MONTAGEM DO OXYMAG AGILE – VENTILADOR DE | | 7.1 | LIMPEZA DO EQUIPAMENTO | 59 |
| TRANSPORTE | 19 | 7.1.1 | SUPERFÍCIES EXTERNAS DO VENTILADOR | 59 | |
| 4.2 | CONEXÃO À REDE ELÉTRICA | 21 | 7.1.2 | CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVÁVEL E | |
| 4.3 | MONTAGEM DOS SUPORTES..... | 22 | VÁLVULA EXPIRATÓRIA..... | 59 | |
| 4.3.1 | MONTAGEM DO SUPORTE DE AMBULÂNCIA | 22 | 7.1.3 | LIMPEZA | 59 |
| 4.3.2 | MONTAGEM DO SUPORTE PARA TRANSPORTE | | 7.1.4 | ENXAGUE..... | 59 |
| AÉREO | 23 | | 7.1.5 | SECAGEM | 60 |
| 4.4 | VERIFICAÇÕES ANTES DO USO | 25 | 7.2 | DESINFECÇÃO | 60 |
| 4.5 | PROCEDIMENTOS INICIAIS | 25 | 7.2.1 | PARTES EXTERNAS | 60 |
| 4.6 | AJUSTES DO VENTILADOR | 26 | 7.2.2 | CIRCUITO RESPIRATÓRIO E VÁLVULA EXPIRATÓRIA | |
| 4.6.1 | SEQUÊNCIA NORMAL DE INICIALIZAÇÃO | 27 | 60 | | |
| 4.6.2 | SEQUÊNCIA DE TESTES..... | 30 | 7.3 | ESTERILIZAÇÃO | 60 |
| 4.6.3 | DIAGNÓSTICO DE FALHA | 31 | 7.4 | MÉTODOS DE PROCESSAMENTO..... | 61 |
| 5. | DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES | 33 | 8. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA..... | 62 |
| 5.1 | VCV – VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO..... | 33 | 8.1 | INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO | |
| 5.2 | PCV – VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTROLADA | 35 | PERIÓDICA | 62 | |
| 5.3 | PLV – VENTILAÇÃO DE PRESSÃO LIMITADA | 37 | 8.2 | VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E/OU ANTES DO USO | 62 |
| 5.4 | V-SIMV – VENTILAÇÃO SINCRONIZADA MANDATÓRIA | | 8.3 | BATERIA INTERNA DE LÍCIO | 62 |
| INTERMITENTE - CICLO VOLUME CONTROLADO | 39 | 8.4 | SENSOR INTERNO DE CONCENTRAÇÃO DE O ₂ | 63 | |
| 5.5 | P-SIMV – VENTILAÇÃO MANDATÓRIA SINCRONIZADA | | 8.5 | SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR AMBIENTE | 64 |
| INTERMITENTE - CICLO DE PRESSÃO CONTROLADA..... | 41 | 8.6 | ENCAMINHANDO O PRODUTO PARA SERVIÇO DE | | |
| 5.6 | CPAP/PSV - VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA | | REPARO | 65 | |
| COM PRESSÃO DE SUPORTE | 43 | 9. | DESCARTE | 66 | |
| 5.7 | DUALPAP – VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO | | 10. | DESLIGANDO O EQUIPAMENTO..... | 67 |
| POSITIVA CONTÍNUA | 45 | 11. | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 68 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----|--|--|-----|
| 11.1 | CLASSIFICAÇÃO | 68 | 11.3.17 | ESPECIFICAÇÕES DE RESISTÊNCIA DO RAMO | |
| 11.2 | NORMAS | 68 | INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO | 86 | |
| 11.3 | ESPECIFICAÇÕES | 69 | 11.3.18 | DIAGRAMA PNEUMÁTICO | 87 |
| 11.3.1 | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | 70 | 11.3.19 | DIAGRAMA EM BLOCOS DA ELETRÔNICA DE | |
| 11.3.2 | CONEXÃO A FONTE DE OXIGÊNIO | 71 | CONTROLE | 88 | |
| 11.3.3 | ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E AMBIENTAIS | 72 | 11.3.20 | COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA | 89 |
| 11.3.4 | VOLUME INTERNO DOS COMPONENTES DO | | A) | DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - | |
| CIRCUITO RESPIRATÓRIO | 73 | | EMISSIONES ELETROMAGNÉTICAS | 89 | |
| 11.3.5 | CONDIÇÕES EXTREMAS | 73 | B) | DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - | |
| 11.3.6 | MODALIDADES DE VENTILAÇÃO | 74 | IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA | 91 | |
| 11.3.7 | ESPECIFICAÇÕES DE AJUSTES DOS PARÂMETROS DA | | C) | DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO RECOMENDADAS ENTRE O | |
| VENTILAÇÃO | 74 | | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE RF PORTÁTIL E/OU MÓVEL E O | | |
| 11.3.8 | ESPECIFICAÇÕES DA MONITORAÇÃO DOS | | SISTEMA | 93 | |
| PARÂMETROS DA VENTILAÇÃO | 78 | | D) | SEGURANÇA ELÉTRICA | 94 |
| 11.3.9 | EXATIDÃO DOS CONTROLES | 79 | 11.4 | ESPECIFICAÇÕES DA CÉLULA DE O2 GALVÂNICA .. | 95 |
| 11.3.10 | ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ALARMES E | | | | |
| SEGURANÇA | 79 | | 12. | SÍMBOLOS | 96 |
| 11.3.11 | CURVA DE CONCENTRAÇÃO X PRESSÃO NO | | 13. | TERMOS E ABREVIações | 100 |
| CIRCUITO RESPIRATÓRIO | 83 | | 14. | DECLARAÇÃO DE BIOCOMPATIBILIDADE | 102 |
| 11.3.12 | ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO | 83 | 15. | GARANTIA | 103 |
| 11.3.13 | ESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO E | | 16. | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 104 |
| CALIBRAÇÃO | 84 | | 17. | TREINAMENTO | 105 |
| 11.3.14 | MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA . | 85 | | | |
| 11.3.15 | CIRCUITO RESPIRATÓRIO | 85 | | | |
| 11.3.16 | FILTRO HME | 85 | | | |

Anotações de Segurança

a. Definições

ADVERTÊNCIA

- *Informa ao usuário sobre possibilidade de lesão, morte ou outra reação adversa séria associada ao uso ou mau uso do equipamento.*

Atenção


- Informa ao usuário sobre a possibilidade de ocorrer falha do equipamento associado ao uso ou mau uso, tais como mau funcionamento do equipamento, danos ao equipamento, ou danos a bens de terceiros, e indiretamente, a lesão de um paciente.

Observações

- Informações Importantes.

b. Advertência

ADVERTÊNCIA

- Onde encontrar o  símbolo leia o manual de instruções para maiores detalhes, este manual deve ser lido na íntegra, **ATENTAMENTE**, para utilização correta e segura do equipamento e para proporcionar máxima segurança e melhores recursos aos pacientes. Observe todas as Advertências e Atenções contidas neste manual e na rotulagem do equipamento.
- Este equipamento deve ser utilizado somente para o propósito especificado em 1.1 Uso Pretendido em conjunto com a monitorização apropriada;
- Este equipamento deve ser operado somente por profissionais qualificados da área da saúde com conhecimento em ventilação mecânica qualificados e treinados no seu uso, que deve manter vigilância durante seu uso. *Inclusive em ventilações limitados a volume;*
- Este equipamento e as partes devem passar por um processo de limpeza toda vez que for utilizado inclusive no primeiro uso, conforme indicado em 9 Limpeza e Esterilização;
- Este equipamento deve passar pelos “Procedimentos de verificação e ajustes básicos” para garantir a eficácia do

equipamento e a segurança do operador e do paciente, conforme indicado em 6 Verificações Antes do Uso;

- Este equipamento deve permanecer **SEMPRE** conectado a uma rede de energia elétrica para que tenha carga suficiente durante uma falta de energia elétrica.
- Este equipamento deve emitir três beeps ao ser iniciado que demonstram o correto funcionamento do sinal sonoro;
- Este equipamento, partes e peças devem ser descartados conforme 11 Descarte;
- Este equipamento deve ser desligado com o paciente desconectado, na chave liga/desliga;
- Este equipamento não deve ser utilizado com dispositivos de transmissão nas proximidades do ventilador de transporte, tais como telefones celulares, rádio de transmissão ponto a ponto, telefones sem fio, “pagers”, equipamentos cirúrgicos de alta frequência, desfibriladores, terapias com ondas curta, podem interromper o funcionamento do ventilador.
- Este equipamento não deve ser utilizado dentro do ambiente de ressonância magnética nuclear (MTR, NMR, NMI), pois poderá sofrer interferências, podendo causar efeitos adversos no paciente.
- Este equipamento não deve ser utilizado em áreas que contenham substâncias nocivas, pois o mesmo aspira ar ambiente para ventilar o paciente, uma vez configurado para concentrações inferiores a 100% de O₂.
- Este equipamento não deve ser utilizado com agentes anestésicos inflamáveis porque existe risco de explosão.
- Este equipamento não deve ser utilizado em câmaras hiperbáricas, pois poderá afetar o funcionamento do equipamento e causar efeitos adversos no paciente.
- Após uso prolongado do equipamento em ambientes com particulados em suspensão, substitua o filtro conforme indicado em 10.5 Substituição do Filtro de Ar Ambiente;
- As partes aplicadas do ventilador de

transporte suportam a desfibrilação;

- Os Alarmes e Alertas devem ser prontamente atendidos a fim de manter a integridade do funcionamento do equipamento e a segurança do paciente, conforme indicado em 8 Alarmes Disponíveis.
- Não utilize mangueiras ou tubos antiestáticos ou eletricamente condutivos.
- Após o início da ventilação, verifique se os parâmetros ventilatórios indicados pelo display de monitoração estão adequados;
- Utilize somente partes, peças e acessórios especificados pela MAGNAMED listados neste manual, os quais foram testados e aprovados para uso em conjunto com este equipamento, caso contrário pode-se comprometer o funcionamento colocando em risco o paciente ou usuário;
- Ao ligar o ventilador informe o tipo de paciente e este configurará a ventilação adequada.
- O OxyMag Agile, suas partes e partes aplicadas são feitas de material atóxico, isentos de látex, não provocam irritações ou alergia ao paciente. São partes aplicadas: circuito respiratório do paciente e válvula expiratória.
- Utilize MÁSCARAS especificadas pela MAGNAMED registrados na ANVISA;
- Utilize MÁSCARA adequada para o tipo de paciente.
- Sempre utilize cilindros de oxigênio aprovados oficialmente e válvulas redutoras de pressão que atendam aos requisitos governamentais locais;
- Leve em conta os espaços mortos do circuito respiratório ao efetuar o ajuste do ventilador em especial para pequenos volumes correntes.
- Tenha a disposição um equipamento de ventilação manual, para o caso de descarga completa da bateria, falta de gases para o funcionamento do aparelho ou por falha geral do ventilador de transporte.
- A Sequência de Testes deve ser realizada com o paciente desconectado.

- *Não exponha o produto a temperaturas e pressões extremas além do especificado em 13.3.3 Especificações Físicas e Ambientais durante o seu uso. O*

desempenho do equipamento pode ser afetado adversamente no caso da temperatura e/ou pressão de operação estarem além dos limites especificados.

c. Atenção

Atenção

- O Oxymag Agile não emite ondas eletromagnéticas que interferem no funcionamento de equipamentos na sua proximidade.
- O Oxymag Agile deve passar por manutenções periódicas anuais ou conforme horas de uso especificada, o que vencer primeiro.
- O Oxymag Agile deve ter o filtro de entrada de ar ambiente substituído a cada 500 horas de uso ou, a intervalos menores, se o ambiente no qual for utilizado contiver muito particulado em suspensão.
- O Oxymag Agile devem ter suas manutenções realizadas somente por técnico habilitado, treinado e devidamente autorizado pela MAGNAMED.

d. Observação

Observações

- Não existem contraindicações adicionais, além das que estão especificadas nos itens de Advertência página 5 do presente manual. Fica sob a responsabilidade do operador treinado a escolha e seleção do modo respiratório adequado a cada paciente.
- Unidades de pressão:
- As características técnicas dos produtos MAGNAMED estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
- Todas as partes, peças e acessórios do ventilador que estiverem sujeitas a descarte, devem obedecer às recomendações do capítulo 11 Descarte

1 mar (milibar) = 1 hPa (hectoPascal) = 1,016 cmH₂O (centímetro de água)
Na prática estas unidades não são diferenciadas e podem ser utilizadas como:

$$1 \text{ mbar} = 1 \text{ hPa} \approx 1 \text{ cmH}_2\text{O}$$

1. Descrição Geral

1.1 Uso Pretendido

O Oxymag Agile – Ventilador Eletrônico de Transporte e Emergência da MAGNAMED – pertence a família de equipamentos para suporte ventilatório de pacientes com insuficiência respiratória, controlado a volume, a pressão e ciclado a tempo, que atende desde paciente neonatal, infantil, adulto e adulto portadores de obesidade mórbida. O Oxymag Agile interage com o paciente através de uma interface invasiva ou não invasiva que fornece o ar do ventilador para as vias aéreas do paciente.

O Oxymag Agile fornece uma mistura de ar ambiente com oxigênio em concentrações ajustados pelo operador utilizando o Sistema de obtenção de concentrações precisas de oxigênio com uso do princípio “venturi. A concentração de O₂ é obtida através de uma célula galvânica ou opcionalmente, de uma célula paramagnética por contato indireto com o gás do paciente, através da passagem de gás pelo sensor. Além disso, realiza o controle de fluxos e pressões no circuito respiratório para prover as modalidades de ventilação adequadas para a condição do paciente.

As modalidades de ventilação possíveis deste ventilador são:

- VCV – Ventilação de Volume Controlado (pode ser Assistido);

Durante a ventilação em CPAP/PSV pode ser estabelecido uma ventilação de retaguarda no caso de APNEIA, esta ventilação pode ser escolhida entre VCV, PCV, PLV ou DESLIGADO (OFF).

- PCV – Ventilação de Pressão Controlada (pode ser Assistido);
- PLV – Ventilação Limitada a Pressão (pode ser Assistido) – Disponível Peso ≤ 6,0Kg (Neonatal);
- P-SIMV – Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Pressão Controlada;
- V-SIMV – Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Volume Controlado;
- CPAP/PSV – Ventilação de Pressão Contínua com Pressão de Suporte;
- DualPAP – Ventilação em dois níveis de CPAP (com ou sem Pressão de Suporte). Através desta modalidade podem-se realizar ajustes de maneira a obter a modalidade APRV (Airway Pressure Release Ventilation) – Ventilação de Alívio da Pressão nas Vias Aéreas;
- Ventilação não invasiva (VNI ou NIV – Non Invasive Ventilation) por máscara pode ser ativada em todas as modalidades ventilatórias com compensação de vazamentos.

ADVERTÊNCIA

- *Estes aparelhos devem ser operado somente por profissionais da área da saúde, com conhecimento em ventilação mecânica qualificados e treinados no seu uso.*
- *Nas modalidades CPAP/PSV e DUALPAP para desativar a pressão de suporte deve-se*

configurar $\Delta PS = OFF$ e para desativar a ventilação de retaguarda deve-se colocar BACKUP em OFF. Atente que ao ajustar o parâmetro BACKUP em OFF a ventilação de retaguarda estará INATIVA durante APNEIA.

A ventilação pulmonar pode ser realizada nas seguintes condições:

- Na medicina de urgência para atendimentos em campo, assistência primária, resgates no qual o paciente pode ser transportado por via terrestre ou aérea, incluindo aeronaves de asa fixa e helicópteros;
- Transporte intra-hospitalar: O paciente pode ser transportado internamente, de um departamento a outro;
- No pós-operatório, na sala de recuperação pós-anestésica (RPA);
- Transporte inter-hospitalar: O paciente pode ser transportado por via terrestre ou aérea.

1.2 Itens opcionais compatíveis com os produtos

Este equipamento é compatível com o seguinte item:






- Prongue nasal para CPAP neonatal e respectivo circuito respiratório ambos com registrado na ANVISA;
- Circuitos respiratórios com traqueias cujas resistência sejam menores que 0,3 mbar/ (L.s⁻¹) registradas pela ANVISA;
- Blender com fluxo de 120ml/min e pressão de saída de 60psi registrado na ANVISA;
- Máscaras Facial simples Adulto, Infantil e Neonatal registradas na ANVISA;
- Filtro HME registrado na ANVISA (utilizar de acordo com o paciente a ser ventilado);
- Cilindro de alumínio para oxigênio M9 para a maleta de transporte, ou seja:
 - Diâmetro = 11,13 cm;
 - Altura = 27,20 cm;
 - Volume = 1,7L;
 - Capacidade de O₂ = 255L.

2. Desembalando o Oxymag Agile

2.1 Verificações Iniciais

- ✓ Verifique se a embalagem está íntegra observando se há amassados, furos ou outros danos;
- ✓ Se a embalagem se encontrar danificada comunique imediatamente à transportadora responsável e à MAGNAMED e NÃO abra a embalagem;
- ✓ Abra a embalagem com cuidado observando as indicações na caixa;
- ✓ Conferir o conteúdo de acordo com a relação de componentes a seguir:

Tabela 1: Lista de componentes do Oxymag AGILE.

| Relação de Componentes do ventilador Oxymag AGILE | |
|--|---|
|  | <p>OXYMAG AGILE VENTILADOR DE TRANSPORTE NEO A ADU</p> <p>Código 1603855 Quantidade: 1 unidade</p> |
|  | <p>CABO DE REDE AC MONTADO 3VIAS 1,5 M</p> <p>Código 2802612 Quantidade: 1 unidade</p> |
|  | <p>CIRCUITO ADULTO 1,2m AUTOCLAVÁVEL</p> <p>Código 1703218 Quantidade: 1 unidade</p> |
|  | <p>GUIA RÁPIDO FAMILIA OXYMAG</p> <p>Código 7006467 Quantidade: 1 unidade</p> |
|  | <p>VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM ANEL ESTABILIZADOR</p> <p>Código 3804865 Quantidade: 1 unidade</p> |



**DIAFRAGMA DA VÁLVULA
EXPIRATÓRIA MAGNAMED**

Código 3800248
Quantidade: 1 unidade



**ENVELOPE COM 3 FILTROS
AMBIENTE PARA OXYMAG**

Código 1702656
Quantidade: 1 unidade



MANUAL DE OPERAÇÃO

Código 1603855-NE-20-RR
Quantidade: 1 unidade







2.2 Peças e Acessórios

Atenção

- Utilize sempre peças e acessórios originais para garantir a segurança e eficácia do equipamento.
 - Partes e peças indicadas neste manual podem ser utilizadas no ambiente do paciente.
-

2.2.1 Acessórios opcionais que podem ser adquiridos para o modelo Oxymag Agile

Tabela 2: Lista de componentes opcionais para família Oxymag.

| Relação de Acessórios Opcionais para o Oxymag AGILE | |
|--|--|
|  | <p>PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA OXYMAG</p> <p>Código 3802668</p> |
|  | <p>BRAÇO ARTICULADO COM SUPORTE PARA CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS</p> <p>Código 1704414</p> |
|  | <p>CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL E NEONATAL 1,2M AUTOCLAVÁVEL</p> <p>Código 1702654</p> |
|  | <p>SUPORTE VERTICAL PARA AMBULÂNCIA OU HELICÓPTERO COM TRAVA DE SEGURANÇA</p> <p>Código 1702496</p> |
|  | <p>CABO DE FORÇA DC 12V 4VIAS COM PLUGUE AUTOMOTIVO</p> <p>Código 2802671</p> |
|  | <p>MALETA DE TRANSPORTE DO OXYMAG SEM CILINDRO</p> <p>Código 1704784</p> |



**MALETA DE TRANSPORTE
PARA OXYMAG**

Código 1702875



**KIT CIRCUITO RESPIRATÓRIO
DESCARTÁVEL ADU - OXYMAG
AGILE**

- Circuito respiratorio descartavel 22 mm x 1,5m
- Valvula expiratoria 22m 15f 30m policarbonato
- CJ diafragma com disco


Código 1709766



**KIT CIRCUITO RESPIRATÓRIO
DESCARTÁVEL PED-NEO -
OXYMAG AGILE**

- Circuito respiratorio descartavel inf-neo 1,5m
- Valvula expiratoria 22m 15f 30m policarbonato
- CJ diafragma com disco

Código 1709767



**SUPORTE PARA AERONAVE DO
OXYMAG¹**

- 1 Kit Suporte para aeronave (1710071)
- 1 Kit Trilho (1710121)²

Código 1710130

1 Acessórios não disponíveis para a União Europeia

2 Conforme ISO 19054

2.3 Componentes do ventilador de transporte




Figura 1: Painel Frontal do ventilador de transporte.

Tabela 3: Descrição de componentes presentes no painel frontal e teclado lateral do ventilador de transporte.Oxymag Agile

| Componentes da Figura 1 | |
|---|---|
| <p>1. Display de cristal líquido com touch screen Apresentação visual e gráfica dos parâmetros de ajuste com tela sensível ao toque.</p> | <p>3. LED VERDE – CONEXÃO A REDE ELÉTRICA O LED VERDE estará aceso quando a entrada de alimentação DC ou a entrada 12V_{DC} da fonte de alimentação estiverem conectados.</p> |
| <p>2. Botão gira e confirma Este botão é utilizado para a maioria dos ajustes a ser realizado no Ventilador de Transporte Oxymag Agile.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selecione o parâmetro a ser ajustado na tela do display tocando diretamente no botão correspondente; O botão selecionado mudará de cor para AMARELO permitindo a alteração de valores ou ajustes; Ajuste o valor desejado girando o botão no sentido horário ou anti-horário; Para confirmar pressione o botão; <p>Quando o botão retornar para a sua cor original o parâmetro ajustado entrará em vigor.</p> | <p>4. Alça Esta alça permite transportar o ventilador durante as operações de resgate e emergência. Na parte traseira do ventilador há um suporte que pode ser facilmente adaptado à maca de transporte de pacientes.</p> <p>5. Luz indicador de alarme – vermelho A luz indicadora de alarme pisca quando ocorre uma condição de alarme de alta prioridade. Quando em modo de silêncio este permanece acionado indicando a condição de alarme.</p> |




Figura 2: Vista lateral direita




Figura 3: Vista Traseira

Tabela 4: Descrição de componentes da lateral direita e traseira do ventilador de transporte.

| Descrição de itens das Figuras 2 e 3 | |
|---|--|
| 6. CONECTOR 22M/15F DO FLUXO INSPIRATÓRIO Conexão padrão do fluxo inspiratório para o circuito respiratório do paciente | 9. ETIQUETA DE ROTULAGEM Esta etiqueta de rotulagem traz as informações da MAGNAMED, Representante Autorizado Europeu, Número do registro na ANVISA, mês e ano de fabricação e número de série |
| 7 VÁLVULA EXPIRATÓRIA Conexão do ramo expiratório do circuito respiratório do paciente. | |
| 8. PLUGUE DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – BASE Este plugue é utilizado em conjunto com a base de apoio do Oxymag Agile com o sistema de alimentação elétrica. A entrada é +12V _{DC} . Note a indicação de polaridade e a tensão DC de alimentação gravada. | 10. SELO INMETRO Esta é o selo INMETRO de conformidade e segurança. |

Os parâmetros são monitorados com base em medições de pressão e pelas medições de FiO₂ realizadas pelo monitor de oxigênio.

Tabela 5: Descrição de componentes presentes na vista lateral esquerda




Figura 4: Vista lateral esquerda

| Descrição de itens da Figura 4 | |
|--|--|
| 11. ENTRADA DE OXIGÊNIO Conectar oxigênio. A pressão de entrada deve estar na faixa de 39 a 87 psi (270 a 600 kPa). Conexão padrão DISS (ABNT NBR-11906:1992). | |
| 12. CONEXÃO SERIAL Comunicação Serial – RS-232 – conector DB-9 fêmea para atualização de softwares e exportação de dados para dispositivos externos. | |
| 13. ENTRADA +12V_{DC} – Fonte AC/DC Externo Entrada de alimentação elétrica +12V _{DC} – Conexão de fonte AC/DC externo através de plugue | |
| 14. Chave Liga/Desliga Chave Liga/Desliga | |
| 15. Filtro de Entrada de Ar Filtro de entrada de ar ambiente que é misturado ao oxigênio para prover concentrações de oxigênio inferior a 100%. A substituição do filtro deve ser feita de acordo com descritivo do manual de operações em 10.5 Substituição do Filtro de Ar Ambiente. | |

ADVERTÊNCIA

- *Utilize somente fontes de alimentação, partes, peças e acessórios especificados pela MAGNAMED listados neste manual, os quais foram testados e aprovados para uso em conjunto com este equipamento, caso contrário pode-se comprometer o funcionamento colocando em risco o paciente ou usuário.*
-

Atenção

- Caso não haja a confirmação através do pressionamento do botão, após 10 segundos o valor do parâmetro e o botão retornarão para o estado anterior.
-

Observações

- Para isolação elétrica dos circuitos do ventilador da fonte externa, apenas desconecte a fonte de alimentação da entrada +12V_{DC} do equipamento.
-


3. Descrição do Display

3.1 Modalidades


No canto superior esquerdo da tela há a indicação:


- ✓ Tipo de paciente selecionado: ADU → Adulto;
PED→Pediátrico; NEO→Neonatal;
- ✓ Modalidade Ativa;
- ✓ Indicação de ativação do NIV, nesta haverá compensação de vazamentos

3.2 Alarmes, Monitor e Status

- Na parte superior da tela, ao lado da indicação de modalidade, há a tecla de silenciamento de alarme por 2 minutos, conforme símbolo: 
- Quando ativado o silenciamento de alarme é apresentada uma barra indicativa de tempo do silenciamento
- Na parte superior, ao centro, está a área de exibição de parâmetro sempre visível, nela pode ser exibido um dos parâmetros: MV - Volume Minuto Monitorado, V_{EXP} – Volume Expirado ou P_{MAX} – Pressão Máxima. Para alterar o parâmetro exibido toque nesta posição da tela.
- Na parte superior ao centro há a tecla de STAND-BY. Ao pressionar esta tecla por pelo menos 2 segundos o ventilador entra em modo de espera suspendendo a ventilação mecânica. A palavra STAND-BY permanecerá piscando enquanto o equipamento estiver nesta condição. Ao ficar pressionando a tecla a barra lateral irá se preencher até que os 2 segundos se completem. A

tecla de stand-by está demonstrada no símbolo ao lado:

- Na parte  superior à direita da tela há o status carga da bateria. Conforme figura abaixo:

- Na parte superior à direita da tela há a área de mensagens de alarmes e alertas;
- No canto superior à direita da tela aparecerá um cadeado que indica que a  tela sensível ao toque estará desabilitada. Pressione a tecla LOCK, por pelo menos 2 segundos, e a tela sensível ao toque estará habilitada.

3.2.1 Trava da Tela Sensível ao Toque

- Na lateral superior à direita há uma tecla que permite travar ou destravar a tela sensível ao



toque. Quando os comandos no display estiverem travados, pressione esta tecla por 2 segundos para liberá-los. Para travar basta pressionar uma vez esta tecla ou aguarde 30 segundos sem tocar a tela.

3.2.2 Monitor, Menus e Gráficos

- Na lateral a direita há um “Bargraph” de pressão, gráfico de barra que apresenta a pressão instantânea no circuito respiratório e o valor da pressão inspiratória máxima na parte superior do Bargraph na cor amarela.
- No centro da tela há a área de apresentação de menus, parâmetros da ventilação numéricos e gráficos

3.2.3 Ajustes dos parâmetros da ventilação

- Na parte inferior da tela há uma barra de ajustes dos parâmetros da ventilação.

a. Tecla Congela

- Congela o traçado do gráfico para permitir a análise das curvas, mantendo ativa a monitorização.



b. Tecla Manual

- Esta tecla dispara um ciclo inspiratório de pressão de suporte. E está ativa nas modalidades VCV, PCV, V-SIMV, CPAP/PSV, P-SIMV, DUALPAP E PLV.









4. Preparação para o Uso

4.1 Montagem do Oxymag Agile – Ventilador de Transporte

A Tabela 6 descreve o passo a passo que deve ser seguido pelo operador (profissional da área da saúde, devidamente treinado e autorizado para o uso do equipamento) para a montagem e preparo do ventilador de transporte.

Tabela 6: Sequência de Montagem Oxymag Agile

| Sequência de montagem | OK | Figura |
|--|--------------------------|--|
| 1. Inserir filtro de ar ambiente no compartimento apropriado na lateral esquerda do ventilador, conforme 10.5 Substituição do Filtro de Ar Ambiente. | <input type="checkbox"/> |  |
| 2. Insira um diafragma na válvula expiratória, depois insira o conjunto na base conforme apresentado na figura e pressione firmemente e gire no sentido horário para travar. | <input type="checkbox"/> |  |
| <p>Atenção</p> <ul style="list-style-type: none"> Para destravar a válvula, pressione a trava e gire a válvula no sentido anti-horário. | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Prepare o circuito respiratório do paciente, conectando firmemente o ramo inspiratório à fonte de fluxo de mistura de gases. | <input type="checkbox"/> |  |
| 4. O ramo expiratório do circuito deve ser conectado firmemente à válvula expiratória. | <input type="checkbox"/> |  |

| Sequência de montagem | OK | Figura |
|--|--------------------------|--|
| 5. Conecte a fonte de alimentação AC/DC ao equipamento em seguida à rede elétrica. | <input type="checkbox"/> |  |
| 6. Conecte a mangueira de oxigênio ao ventilador de transporte. | <input type="checkbox"/> |  |

Observações

- Para isolamento elétrica dos circuitos do ventilador da fonte externa, apenas desconecte a fonte de alimentação da entrada +12VDC do equipamento.
- Não há posição específica para disposição entre operador e paciente, desde que o circuito respiratório esteja montado adequadamente.

ADVERTÊNCIA

- **Utilize FILTROS HME e máscaras especificados pela MAGNAMED adequados para cada tipo de paciente.**
 - **Posicione corretamente o diafragma e a válvula expiratória para evitar obstrução do ramo expiratório;**
 - **Todas as conexões devem ser realizadas FIRMEMENTE para evitar vazamentos.**
 - **Utilize somente partes, peças e acessórios especificados pela MAGNAMED listados neste manual, os quais foram testados e aprovados para uso em conjunto com este equipamento, caso contrário pode-se comprometer o funcionamento colocando em risco o paciente ou usuário;**
 - **Se no uso prolongado do Oxymag Agile em**
- bateria ocorrer o alarme cuja mensagem é BATERIA FRACA, providencie IMEDIATA conexão da fonte de alimentação à rede elétrica, caso não seja possível DESCONECTE o equipamento do paciente e providencie meios adequados de suporte ventilatório.**
- **Utilize o circuito respiratório adequado ao paciente.**
 - **Ao utilizar um cilindro de oxigênio verifique se a válvula redutora de pressão está regulada para fornecer fluxo de oxigênio com pressão de acordo com o item 13.3.2 Conexão a Fonte de Oxigênio Pressões superiores a especificadas podem danificar o equipamento.**

4.2 Conexão à Rede Elétrica

O equipamento deve ser conectado a uma tomada elétrica aterrada de três pinos que atenda à norma ABNT NBR 13534 – “Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – Requisitos de segurança”.

A bateria interna ao equipamento deve estar sempre carregada e pronta para o uso numa eventual falha da rede elétrica ou para uso em operações externas, para isso deve-se manter a sua fonte de alimentação conectada à rede elétrica para realizar a carga da bateria mesmo que o

equipamento permaneça desligado.

Após uso prolongado do equipamento, utilizando somente a energia da bateria interna, é necessário fazer uma recarga completa preparando o equipamento para uma próxima utilização.

Se o equipamento permanecer desconectado da rede elétrica por um período superior a um mês, deve-se fazer uma recarga completa da bateria.

Atenção

- Não posicionar o equipamento de maneira que seja difícil operar o dispositivo de desconexão da fonte.
-

Observações

- Após a rede de alimentação elétrica ter sido interrompida e restaurada enquanto a bateria interna possui carga com o equipamento em operação, o desempenho do equipamento não será afetado e as precisões serão mantidas.
 - Após um período de longas interrupções à rede de alimentação, conectar o aparelho na rede elétrica, ligar o aparelho e aguardar 30 min. Realizar calibrações necessárias e auto teste.
-

4.3 Montagem dos suportes

4.3.1 Montagem do suporte de ambulância

O suporte (1702496) é um item opcional e pode ser utilizado em ambulâncias ou paredes de instalações de ambientes hospitalares (emergência, recuperação pós-anestésica, UTI, etc.).

A seguir é apresentado a sequência de montagem do suporte na parede.

1. Instale o suporte fixo com alimentação DC de +12V (3803835) na parede (sala, ambulância, helicóptero, etc.) através de 4 parafusos (3003446) item 1 da figura

ao
lado e
4
bucha
s de
fixaçã
o
(3003
447),
se



necessário (item 2 da figura).

Figura 5: Instalação do suporte fixo

2. Para colocar o ventilador no suporte siga a sequência abaixo:

- a. Encostar o suporte da alça na parede, logo acima do suporte fixo;
- b. Deslizar o Oxymag Agile para baixo até que se encaixe perfeitamente;

- c. Acionar a trava de segurança do ventilador girando os dois botões excêntricos da parte superior até que as pintas vermelhas fiquem invisíveis;
- d. Certificar-se de que o Oxymag Agile está fixo no local;
- e. Para retirar o Oxymag Agile realizar o procedimento inverso.




Figura 6: Conexão do ventilador ao suporte fixo

A seguir é apresentado a sequência de montagem do suporte na bancada:

1. Instale o suporte fixo com alimentação DC de +12V na bancada através de 2 parafusos mostrados na figura abaixo.



Figura 7: Instalação do suporte fixo na bancada

2. Para colocar o ventilador no suporte siga a sequência abaixo:

- Encaixar o suporte da alça no suporte acima do suporte fixo;
- Deslizar o Oxymag Agile para baixo até que se encaixe perfeitamente;

- Acionar a trava de segurança do ventilador girando os dois botões excêntricos da parte superior até que as pintas vermelhas fiquem invisíveis;
- Certificar-se de que o Oxymag Agile está fixo no local;
- Para retirar o Oxymag Agile realizar o procedimento inverso.





Figura 8: Conexão do ventilador ao suporte


4.3.2 Montagem do suporte para transporte aéreo

O suporte para aeronaves (1710130) é opcional e pode ser utilizado em aeronaves de asa fixa e helicópteros. A seguir é apresentado a sequência de montagem do suporte na fuselagem da aeronave.

1. Instale os trilhos na fuselagem da aeronave, fixando 4 parafusos em cada uma das 4 flanges e 4 parafusos em cada um dos 2 trilhos:




2. Puxe a trava central e encaixe o suporte nos trilhos. Solte a trava para fixar.




3. Substitua a alça do Oxymag. Desparafuse a alça.




Parafuse a alça alongada.



4. Posicione o Oxymag no suporte e desça para encaixar.



5. Gire as 4 travas de segurança para prender na alça



4.4 Verificações Antes do Uso

A finalidade desta rotina de inspeção é orientar o usuário na realização de um procedimento simples e rápido de teste do

equipamento antes de cada utilização ou, no mínimo, ao início de cada período de trabalho.

ADVERTÊNCIA

- ***Estes equipamentos devem passar pelos “Procedimentos de verificação e ajustes básicos” para garantir a eficácia dos equipamentos e a segurança do operador e do paciente.***

4.5 Procedimentos iniciais

Estes equipamentos devem passar pelos “Procedimentos de verificação e ajustes básicos” para garantir a eficácia dos equipamentos e a segurança do operador e do paciente, conforme sequência a seguir:

- ✓ Certifique-se que o equipamento está desligado;
- ✓ Realize uma inspeção visual do equipamento e seus componentes procurando identificar total integridade dos mesmos;
- ✓ Observe se todos os componentes do equipamento estão corretamente conectados e inseridos;
- ✓ Verifique a presença do filtro de entrada de ar ambiente;
- ✓ Assegure-se que a conexão da válvula expiratória esteja firme. É importante verificar a presença do diafragma;
- ✓ Verifique a firme conexão da mangueira de oxigênio;
- ✓ Verifique a pressão no manômetro do cilindro, quando aplicável este deverá estar dentro do

especificado no item 13.3.2 – Conexão a Fonte de Oxigênio

- ✓ Verifique a firme conexão da fonte de alimentação, quando aplicável. O Ventilador pode funcionar em bateria, com duração de acordo com o especificado;
- ✓ Ligue o ventilador e certifique-se de que três beeps foram emitidos e que a luz indicadora de alarme foi acionada. Essa verificação garante o funcionamento dos indicadores de alarme auditivos e visuais;

Selecione o tipo de paciente através das figuras correspondentes demonstradas no display. O ventilador irá iniciar imediatamente a ventilação. Se desejar colocar em estado de espera pressione a



tecla para colocá-lo em STAND-BY;

- ✓ O ventilador estará pronto para uso imediatamente após ser ligado.

ADVERTÊNCIA

- ***Se não ouvir o sinal de triplo “BEEP” ou não visualizar o indicador luminoso de alarme piscando, evite o uso do equipamento, pois não haverá indicação audível ou visual de alarmes.***

4.6 Ajustes do Ventilador

O peso ideal do paciente é utilizado para cálculo dos parâmetros de ajuste do ventilador para prover a melhor aproximação para ventilar o paciente. Este valor é calculado utilizando a altura do paciente considerando o Índice de Massa Corpórea (IMC) de 22. Serão calculados em função do peso:

- Volume – calculado em função de 7 mL/kg;
- Frequência – função de cálculo interno ao sistema;
- Relação I:E - 1:2;

- Fluxo Inspiratório - calculado em função do T_{INS} obtido;

Os outros parâmetros terão o valor default de:

- Pressão Máxima – 30 hPa (cmH₂O)
- PEEP – 5 hPa (cmH₂O)
- Pressão de Platô – 30 % de T_{INS}
- Fluxo – Quadrado

A tabela seguinte apresenta as modalidades disponíveis para cada tipo de paciente:




Tabela 7: Modalidades disponíveis para os tipos de paciente

| <i>Tipo de paciente</i> | <i>Modalidades disponíveis ⁽¹⁾</i> |
|-------------------------|---|
| NEONATAL | PLV, CPAP, DualPAP |
| PEDIÁTRICO | VCV, V-SIMV, PCV, CPAP/PSV, P-SIMV, DualPAP |
| ADULTO | VCV, V-SIMV, PCV, CPAP/ PSV, P-SIMV, DualPAP |

⁽¹⁾ VNI (Ventilação Não Invasiva) pode ser ativada em todas as modalidades ventilatórias e quando ativado fará a compensação de vazamentos

Ao selecionar o tipo de paciente na inicialização do equipamento os valores de altura e peso ideal assumidos pelo equipamento.

Tabela 8: Relação do adotado pelo equipamento na seleção do paciente

| Botão de Inicialização | Tipo de Paciente | Altura [m] | Peso Ideal P [kg] |
|---|-------------------|------------|-------------------|
|  | NEONATAL | 0,36 | 2,8 |
|  | PEDIATRICO | 0,95 | 19,8 |
|  | ADULTO | 1,50 | 49,5 |

Após a inicialização é possível alterar o valor de altura dentro da faixa de ajuste do tipo de paciente configurado clicando na área de gráfico e menu e selecionando o botão Config (Aba Geral). O ajuste segue a tabela seguinte:

Tabela 9: Relação da faixa de ajuste altura e peso

| Tipo de Paciente | Ajuste de altura [m] | | Peso Ideal P [Kg] |
|------------------|----------------------|------|-------------------|
| | Min. | Máx. | |
| NEONATAL | 0,16 | 0,52 | ≤ 6,0 |
| PEDIATRICO | 0,53 | 1,08 | 6,0 < P ≤ 25 |
| ADULTO | 1,09 | 2,5 | > 25 |

O ajuste da altura do paciente não permanece após o equipamento desligado. Somente é possível alterar a altura dentro da faixa de valores correspondente ao tipo do paciente selecionado.

Observações

- A seleção do tipo de paciente na inicialização realizará a configuração inicial do ventilador de transporte e liberará determinadas modalidades de ventilação.
- Cálculo do Índice de Massa Corpórea:

$$IMC = \frac{\text{Peso [kg]}}{(\text{Altura [m]})^2}$$

4.6.1 Sequência Normal de Inicialização

- Tela inicial do Oxymag Agile - Ligue o ventilador através da chave liga/desliga na lateral esquerda do equipamento. Ao ligar observe que toca um triplo “beep” em conjunto com o indicador de alarme luminoso, significando que o alarme audível e o visível estão operacionais.

ADVERTÊNCIA

- Se não ouvir o sinal de triplo “BEEP” ou não visualizar o indicador luminoso de alarme piscando, evite o uso do equipamento, pois não haverá indicação audível ou visual de alarmes.***

- Pressione a tecla correspondente ao tipo de paciente a ser ventilado. O ventilador será inicializado na modalidade indicada na Tabela 7: Modalidades disponíveis para os tipos de paciente.
- Botão Último Ajuste - Este botão resgata os últimos parâmetros ajustados e salvos quando o equipamento foi desligado pela última vez. Este salvamento ocorre de forma automática (opcional).
- Ao pressionar a tecla NEONATAL o ventilador iniciará a ventilação com os seguintes parâmetros:

Tabela 10: Relação de parâmetros no modo Neonatal

| PLV | Default |
|-------------------|-----------------------|
| P _{insp} | 15 cmH ₂ O |
| Freq | 40 min ⁻¹ |
| T _{insp} | 0,5s |
| PEEP | 5 cmH ₂ O |
| Fluxo | 6 L.min ⁻¹ |
| FiO ₂ | 40% |
| Disparo Pressão | OFF |

5. Ao pressionar a tecla PEDIÁTRICO o ventilador iniciará a ventilação com os seguintes parâmetros:

Tabela 11: Relação de parâmetros no modo Pediátrico

| PCV | Default |
|-------------------|-----------------------|
| P _{insp} | 15 cmH ₂ O |
| Freq | 22 min ⁻¹ |
| Relação I:E | 1:2 |
| PEEP | 5 cmH ₂ O |
| FiO ₂ | 50% |
| Disparo Pressão | OFF |
| Tempo de Subida | 0,1s |

6. Ao pressionar a tecla ADULTO o ventilador iniciará a ventilação com os seguintes parâmetros:


Tabela 12: Relação de parâmetros no modo Adulto


| VCV | Default |
|------------------|-----------------------|
| V _t | 350 mL |
| Freq | 17 min ⁻¹ |
| Relação I:E | 1:2 |
| PEEP | 5 cmH ₂ O |
| P _{max} | 35 cmH ₂ O |
| Pausa | 30% |

| VCV | Default |
|------------------|----------|
| FiO ₂ | 50% |
| Disparo Pressão | OFF |
| Tipo de Fluxo | Quadrado |

7. Depois da sequência de inicialização o equipamento apresentará a tela de gráficos do ventilador. O alarme sonoro estará desabilitado nos primeiros 2 minutos. Observe que a barra branca ao lado do símbolo de silenciamento do alarme é reduzida no decorrer do tempo. Após o período de 2 minutos o alarme sonoro será ativado.



8. Pressione o botão de modalidade ventilatória  para apresentar a seguinte tela de seleção de modalidade.
9. Pressione o botão da modalidade desejada e após confirmação dos parâmetros obrigatórios de ajuste da modalidade a ventilação iniciará imediatamente.
10. Para alteração de um parâmetro, pressione o botão correspondente. O parâmetro se tornará AMARELO indicando que está selecionado, permitindo a alteração. Gire o botão no sentido horário para aumentar o valor e no anti-horário para reduzir. Para confirmar a alteração, pressione o botão gira e confirma ou toque no botão do parâmetro que está sendo ajustado na tela para ativar o novo valor.



11. Pressione o botão ALARM e aparecerá a tela de Ajuste de Alarme, as figuras abaixo seguem ordem das condições descritas no item anterior. Toque no alarme a ser ajustado e use o botão gira e confirma para ajustar o valor. Quando o valor desejado estiver ajustado confirme pressionando o botão gira e confirma.

Para retornar para a tela com o quadro de botões para seleção dos gráficos, dados, configurações e alarmes pressione o



Para ajustar automaticamente os valores de alarmes selecione o parâmetro "Automático" e escolha o limite automático: OFF, 10%, 20% ou 30%. Os limites de alarmes dos parâmetros ventilatórios (Pressão, PEEP, MV, Frequência e Volume) serão automaticamente ajustados:

- nos limites inferiores: para o valor do parâmetro medido atualmente menos a porcentagem selecionada no automático;
- Nos limites superiores: para o valor do parâmetro medido atualmente mais a porcentagem selecionada no automático;
- Se selecionado OFF esses alarmes retornam aos valores padrões de alarmes para o tipo de paciente configurado na inicialização;

Para habilitar o ajuste automático é necessário que o ventilador não esteja em STAND-BY (modo de espera).

12. Pressionando o botão CONFIG pode-se:
- Alterar a altura do Paciente definindo assim o peso ideal deste (IMC 22), recalculando os parâmetros ventilatórios padrões deste paciente;
 - Ligar ou desligar o NIV (Non Invasive Ventilation) ou VNI (Ventilação Não Invasiva) com o uso de máscara. Quando o NIV estiver acionado haverá compensação de vazamentos, dependendo da configuração do ventilador;

- Ligar ou desligar a compensação do blender externo. Nesta condição o equipamento não permite o ajuste de FiO₂. O ajuste de FiO₂ passa a ser feito diretamente no blender.
 - Ligar ou desligar a função suspiro. Nesta condição será realizado um suspiro a cada 100 ciclos nas modalidades controladas.
 - VCV e V-SIMV - o suspiro acrescenta 50% do volume ajustado
 - Selecionar o Idioma do equipamento;
 - Pressione a aba O₂ para realizar as calibrações do medidor de O₂. Pressione o botão “Calibrar FiO₂” para calibrar o sensor de oxigênio.
 - Pressione a aba Ventilador para:
 - Ajustar:
 - Volume de áudio - para ajustar o volume do áudio do alarme. Use o botão “*gira e confirma*” para realizar este ajuste. Este parâmetro sempre inicia no nível 5 (máximo);
 - Unidade de pressão- Pressione a unidade de pressão desejada;
 - Visualizar:
 - Os dados do último teste realizado: vazamento, complacência e resistência do circuito respiratório utilizado nos testes iniciais;
 - Total de horas de uso do equipamento;
 - Horas corridas desde a última manutenção;
13. Pressione a tela na área de gráficos e menu. Será apresentado um quadro de botões para seleção dos gráficos, dados, configurações e alarmes.

Observação

- Não é necessário descartar gases de calibração.
-

4.6.2 Sequência de Testes

Os testes são imprescindíveis para verificar se o equipamento está funcionando dentro do esperado e ajustá-lo para o melhor desempenho possível. Lembre-se de realizar os testes iniciais antes de iniciar a ventilação.

ADVERTÊNCIA

- ***A Sequência de Testes deve ser realizada com o paciente desconectado.***
-

1. Tela inicial do Oxymag Agile. Pressione o botão de Teste e a sequência de testes internos será ativada. Siga as instruções apresentadas na tela.

2. Ao entrar na tela inicial da sequência de testes deve-se ouvir uma sequência de “beeps” em conjunto com o acendimento do indicador luminoso de alarmes). Se não ouvir o sinal audível ou não visualizar o sinal luminoso logo acima do display de cristal líquido pressione a tecla NÃO, caso contrário pressione SIM para prosseguir para o próximo teste.
3. Ao pressionar a tecla “NÃO” será apresentado a mensagem: “Aparelho Inoperante”- Contate a assistência Técnica. O equipamento solicita a desobstrução do conector Y. Pressione Ok quando essa condição for realizada.


ADVERTÊNCIA

- ***Após uma ventilação, para alterar o tipo do paciente na sequência de testes, reinicie o equipamento, selecione o tipo de paciente desejado e reinicie o equipamento novamente, só então siga com a sequência de testes.***


4. Os testes são realizados sequencialmente, após cada item, há um laudo de aprovação (mensagem OK) ou reprovação (mensagem Falha).

ADVERTÊNCIA

- ***Se algum teste acusar Falha realize o reparo necessário (ver 4.6.3-Diagnóstico de Falha)***

5. Será solicitada a oclusão do circuito respiratório no “Y”. Pressione  ao certificar-se de que o circuito está devidamente ocluído.

Observe se todos os itens do teste estão APROVADOS e verifique se os dados de complacência, resistência do circuito respiratório e o valor do vazamento estão adequados para o uso do ventilador.

6. Pressione a tecla  para concluir.
7. O sistema voltará automaticamente a tela inicial do ventilador. Deste ponto em diante prossiga com a inicialização normal do ventilador.

4.6.3 Diagnóstico de Falha

A Tabela 13: *Indicações de diagnóstico de falha* apresenta as ações que podem ser tomadas para sanar as falhas indicadas na sequência de testes. A coluna de consequência indica o que poderá ocorrer se equipamento for utilizado com falha.

ADVERTÊNCIA

- ***No caso de ser indicado “Aparelho Inoperante” é expressamente proibido o uso do equipamento com a presença desta falha, deve-se então entrar em contato com a assistência técnica para resolver o problema.***

Observação

- Após realizar os reparos deve-se reiniciar o equipamento e realizar a sequência de testes novamente, caso a falha persista, entre em contato com a assistência técnica.
-

Tabela 13: Indicações de diagnóstico de falha

| Falha | Ação | Consequência |
|---------------------------|---|---|
| Fluxo O ₂ | Assegurar que a pressão de entrada de oxigênio está dentro da especificada no item 13.3.2 Conexão a Fonte de Oxigênio | Falta de fluxo, uso não permitido |
| Sensor Interno | Contate a Assistência Técnica | Falha no controle de fluxo, uso não permitido |
| Fluxo Ar + O ₂ | Assegurar que a pressão de entrada de oxigênio está dentro da especificada no item 13.3.2 Conexão a Fonte de Oxigênio | Falta de fluxo, uso não permitido |
| Célula de O ₂ | Contate a Assistência Técnica | Não há garantia na Medida de O ₂ , uso não permitido |
| Válvula Expiratória | Verifique o posicionamento da membrana da Válvula Expiratória | Falha no monitoramento e controle da Pressão, uso não permitido |
| Sensor de Pressão | Verificar posicionamento de diafragma e da válvula expiratória, verificar vazamento no circuito respiratório | Falha no controle de pressão, uso não permitido |

5. Descrição das modalidades

5.1 VCV – Ventilação de Volume Controlado

Descrição:

Nesta modalidade o ventilador controla o fluxo e cicla a tempo, ou seja, a cada ciclo inspiratório o ventilador entrega um volume exato ao paciente, desde que a pressão não seja limitada. A forma de onda do fluxo pode assumir, as formas quadrada, descendente, senoidal e ascendente.

Observação

- Esta modalidade de ventilação não está disponível para pacientes NEONATAIS (peso < 6,0 kg).

Parâmetros Ajustados:

- VOLUME;
- FREQUÊNCIA;
- RELAÇÃO I:E;
- PEEP;
- PRESSÃO MÁXIMA;
- PAUSA INSP (%);
- FiO₂;
- DISPARO POR PRESSÃO;
- FORMA DE ONDA DO FLUXO;



Figura 9: Curvas VCV

Assim que todos os parâmetros de ventilação forem recebidos pelo ventilador, este calcula o TINS, TEXP, TPAUSA, FINS em função da Relação I:E, Pausa e Frequência, desta maneira obtendo todos os tempos de controle da ventilação.

- Ventilação sem Pausa Inspiratória, após o TINS o ventilador cicla para a expiração. A pressão inspiratória atingida é consequência do volume entregue e da resistência e complacência do circuito respiratório do paciente.
- Ventilação com Pausa Inspiratória, o tempo inspiratório (TINS) é mantido, após a entrega do volume ajustado o ventilador mantém a pausa até completar TINS após o qual o ventilador cicla para a expiração, a característica é a formação de platô de pressão (o desnível entre o pico e o platô depende da resistência das vias aéreas).

3. Se o disparo por pressão estiver ativado, então o ventilador procura sincronizar o início da próxima inspiração com o esforço do paciente, conforme os níveis estabelecidos. A informação de que tipo de disparo foi o que ativou o ciclo inspiratório é informado na área de status e mensagens. A detecção do esforço inspiratório do paciente, para sincronização ocorre em qualquer momento do tempo expiratório.

Observação

- Quando o paciente começa a demonstrar esforço inspiratório e o ventilador está com os disparos por pressão ativado, este passa a “assistir” o paciente. Esta situação é denominada de Ventilação Assisto-Controlado.
 - Numa ventilação assisto-controlada a frequência respiratória monitorada pode se apresentar maior que a frequência respiratória ajustada.
-
4. Forma de onda ASCENDENTE (ou acelerada) de fluxo.
 5. Forma de onda DESCENDENTE (ou desacelerada) de fluxo.
 6. Forma de onda SENOIDAL de fluxo.
 7. Representação da Limitação por Pressão. Nesta situação o ventilador limita a pressão no valor ajustado e como consequência, o volume ajustado NÃO É ENTREGUE e esta condição é informada na área de status e mensagens da tela (mensagem PRESSÃO LIMITADA).

ADVERTÊNCIA

- ***Ao atingir o limite de pressão definido no ajuste de Pressão Máxima (Mensagem PRESSÃO LIMITADA) o Volume Ajustado NÃO É ENTREGUE.***
 - ***Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros da ventilação conforme a necessidade do paciente.***
 - ***Ventiladores limitados a volume não devem ser usados em pacientes sem supervisão.***
 - ***Nesta modalidade os valores de Fluxo inspiratório dependem dos ajustes de Vt, Freq e I:E. O valores de T.insp dependem dos ajustes de Freq e I:E.***
-

5.2 PCV – Ventilação de Pressão Controlada

Descrição:

Observação

- Esta modalidade de ventilação não está disponível para pacientes NEONATAIS (peso informado $\leq 6,0$ kg).

Nesta modalidade o ventilador controla a pressão e cicla a tempo, ou seja, a cada ciclo inspiratório o ventilador atinge a pressão ajustada e permanece neste patamar até que tenha decorrido o tempo inspiratório ajustado, o volume é consequência, portanto, da fisiologia do pulmão do paciente (complacência e resistência). Normalmente ao observar a curva de fluxo vê-se um pico de fluxo que vai decrescendo à medida que o tempo passa.

Parâmetros Ajustados:

- PRESSÃO INSP;
- FREQUÊNCIA;
- RELAÇÃO I:E;
- PEEP;
- FiO₂
- DISPARO POR PRESSÃO;
- TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME);




Figura 10: Curvas PCV

Assim que todos os parâmetros de ventilação forem ajustados no ventilador, este calcula o T_{INS} , T_{EXP} em função de Frequência e Relação I:E, desta maneira obtendo todos os tempos de controle da ventilação.

1. e 2. Ventilação por Pressão Controlada - O ventilador procura atingir a pressão inspiratória ajustada no menor tempo possível, e isto é realizado controlando-se o fluxo inspiratório. O Volume entregue ao paciente é consequência da resistência e complacência de seu circuito respiratório. O ventilador permanece no nível de pressão inspiratória ajustada durante T_{INS} após o qual cicla para a expiração, mantendo a pressão de PEEP ajustada.

3. e o disparo por pressão estiver ativado, então o ventilador procura sincronizar o início da próxima inspiração com o esforço do paciente, conforme os níveis estabelecidos. A informação de que tipo de disparo foi o que ativou o ciclo inspiratório é informado na área de status e mensagens da tela. A detecção do esforço inspiratório do paciente, para sincronização ocorre em qualquer momento do tempo expiratório.

Observação

- Quando o paciente começa a demonstrar esforço inspiratório e o ventilador está com os disparo por pressão ativado, este passa a “**assistir**” o paciente. Esta situação é denominada de Ventilação Assisto-Controlado.
- Numa ventilação Assisto-controlado a frequência respiratória monitorada pode se apresentar maior que a frequência respiratória ajustada.

4. O tempo de subida da pressão pode ser ajustado por T_{SUBIDA} ($T_{RISE TIME}$), o pico de fluxo inicial, em geral, é menor do que aquele em que o $T_{SUBIDA}=0$ (depende da resistência e complacência do circuito respiratório do paciente).

ADVERTÊNCIA

- ***Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros da ventilação conforme a necessidade do paciente.***
 - ***Nesta modalidade os valores de $T_{insp.}$ dependem dos ajustes Freq e I:E.***
-

5.3 PLV – Ventilação de Pressão Limitada

Descrição:

Observação

- Esta modalidade de ventilação está disponível **somente** para pacientes NEONATAIS (peso informado $\leq 6,0$ kg).

Parâmetros Ajustados:

- PRESSÃO INSP;
- FREQUÊNCIA;
- TEMPO INSPIRATÓRIO;
- PEEP;
- FLUXO (\dot{V});
- FiO_2
- DISPARO POR PRESSÃO;

Nesta modalidade de fluxo contínuo, o ventilador limita a pressão e cicla a tempo, ou seja, a cada ciclo inspiratório o ventilador atinge a pressão ajustada e permanece neste patamar até que tenha decorrido o tempo inspiratório ajustado, o volume é consequência, portanto, da fisiologia do pulmão do paciente (complacência e resistência). Normalmente ao observar a curva de fluxo vê-se um pico de fluxo que vai decrescendo à medida que o tempo passa.




Figura 11: Curvas PLV

Assim que todos os parâmetros de ventilação forem ajustados no ventilador, este calcula T_{EXP} em função de Frequência e o T_{INS} e desta maneira obtém todos os tempos de controle da ventilação.

1 e 2 Ventilação por Pressão Limitada - O ventilador procura atingir a pressão inspiratória ajustada, e isto é realizado através da oclusão da válvula expiratória. É importante notar que o tempo de subida da pressão é dependente do fluxo contínuo ajustado. O Volume entregue ao paciente é consequência da resistência e complacência de seu circuito respiratório. O ventilador permanece no nível de pressão inspiratória ajustada durante T_{INS} após o qual cicla para a expiração, mantendo a pressão de PEEP ajustada.

3 Se o disparo por pressão estiver ativado, então o ventilador procura sincronizar o início da próxima inspiração com o esforço do paciente, conforme os níveis estabelecidos. A informação de que tipo de disparo foi o que ativou o ciclo inspiratório é informado na área de mensagem e status da tela. A detecção do esforço inspiratório do paciente, para sincronização, ocorre em qualquer momento durante o tempo expiratório.

ADVERTÊNCIA

- ***Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros da ventilação conforme a necessidade do paciente.***

Observação

- Quando o paciente começa a demonstrar esforço inspiratório e o ventilador está com os disparo por pressão ativado, este passa a “assistir” o paciente. Esta situação é denominada de Ventilação Assisto-Controlado.
 - Numa ventilação assisto-controlada a frequência respiratória monitorada pode se apresentar maior que a frequência respiratória ajustada.
 - Há um FLUXO BASE não ajustável que consiste em um fluxo existente durante a fase expiratória para a eliminação do CO_2 do circuito respiratório e redução da PEEP indesejável.
 - Nesta modalidade, os parâmetros de relação I:E dependem dos ajustes de T_{Insp} e Freq.
-

5.4 V-SIMV – Ventilação Sincronizada Mandatória Intermitente - Ciclo Volume Controlado

Descrição:

Nesta modalidade o paciente pode respirar espontaneamente entre os ciclos controlados, com ou sem auxílio da pressão de suporte. Os ciclos controlados são de VCV (Volume Controlado).

Observação

- Esta modalidade de ventilação não está disponível para pacientes NEONATAIS (peso informado $\leq 6,0$ kg).

Parâmetros Ajustados:

- VOLUME;
- FREQUÊNCIA;
- TEMPO INSPIRATÓRIO;
- PEEP;
- PRESSÃO MÁXIMA;
- PAUSA (%);
- FiO₂
- ΔPS (Pressão de Suporte – PEEP);
- DISPARO POR PRESSÃO;
- FORMA DE ONDA DO FLUXO;
- CICLAGEM POR FLUXO (% FLUXO);
- TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME);




Figura 12: Curvas V-SIMV

Assim que todos os parâmetros de ventilação forem ajustados no ventilador, este calcula o T_{EXP} e F_{INS} em função do Tempo Inspiratório, Pausa e Frequência, desta maneira obtendo todos os tempos de controle da ventilação.

- 1 Representa um ciclo de VCV (volume controlado) com pausa inspiratória;

2 Representa um ciclo de respiração espontânea do paciente SEM PRESSÃO DE SUPORTE;

3 Representa um ciclo de VCV (volume controlado) decorrido o Período do SIMV;

4 e 5 Representa ciclo de respiração espontânea do paciente COM PRESSÃO DE SUPORTE, cuja ciclagem ocorre por fluxo, quando este atinge um valor pré ajustado do valor de pico lido. A porcentagem do fluxo de pico no qual ocorre a ciclagem da fase inspiratória para a fase expiratória é programável. O tempo de subida (T_{SUBIDA} ou $T_{RISE TIME}$) também se aplica à pressão de suporte (vide PCV).

6 Se o paciente realiza esforço inspiratório, ao final do período do SIMV (T_{SIMV}) há uma janela para o sincronismo do ciclo controlado de ventilação, que é 'aberto' a partir de $0,75 \times T_{SIMV}$, ou seja, no último quarto do Período do SIMV abre-se uma janela de sincronismo do ciclo mandatório de ventilação. A informação de que tipo de disparo foi o que ativou o ciclo inspiratório é informado na área de mensagem e status da tela.

Observação

- A frequência respiratória monitorada pode se apresentar maior que a frequência respiratória ajustada, pois o paciente pode respirar espontaneamente durante os ciclos de ventilação mandatórios;
- A pressão de suporte (ΔPS) é um valor acima da PEEP e pode ser ajustada entre 5 cmH₂O e $P_{MAX-PEEP}$.

ADVERTÊNCIA

- ***Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros da ventilação conforme a necessidade do paciente.***
 - ***Ventiladores limitados a volume não devem ser usados em pacientes sem supervisão.***
-

5.5 P-SIMV – Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente - Ciclo de Pressão Controlada

Descrição:

Nesta modalidade o paciente pode respirar espontaneamente entre os ciclos controlados, com ou sem auxílio da pressão de suporte. Os ciclos controlados serão de PCV (Pressão Controlada).

Observação

- Esta modalidade de ventilação não está disponível para pacientes NEONATAIS (peso informado $\leq 6,0$ kg).

Parâmetros Ajustados:

- PRESSÃO INSP;
- FREQUENCIA;
- TEMPO INSPIRATÓRIO;
- PEEP;
- FiO₂
- Δ PS (Pressão de Suporte – PEEP);
- DISPARO POR PRESSÃO;
- CICLAGEM POR FLUXO (% FLUXO);
- TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME);




Figura 13 - Curvas P-SIMV

Assim que todos os parâmetros de ventilação forem ajustados no ventilador, este calcula o T_{EXP} em função do T_{INS} e Frequência, desta maneira obtendo todos os tempos de controle da ventilação.

- 1 Representa um ciclo de PCV (pressão controlada) durante T_{INS} ;
- 2 Representa um ciclo de respiração espontânea do paciente SEM PRESSÃO DE SUPORTE;
- 3 Representa um ciclo de PCV (pressão controlada) decorrido o Período do SIMV;
- 4 e 5 Representa ciclo de respiração espontânea do paciente COM PRESSÃO DE SUPORTE, cuja ciclagem ocorre por fluxo, quando este atinge um valor pré ajustado do valor de pico lido. A porcentagem do fluxo de pico no qual ocorre a ciclagem da fase inspiratória para a fase expiratória é programável. O tempo de subida (T_{SUBIDA} ou $T_{RISE TIME}$) também se aplica à pressão de suporte (vide PCV).
- 6 Se o paciente realiza esforço inspiratório, ao final do período do SIMV (T_{SIMV}) há uma janela para o sincronismo do ciclo controlado de ventilação, que é 'aberto' a partir de $0,75 \times T_{SIMV}$, ou seja, no último quarto do Período do SIMV abre-se uma janela de sincronismo do ciclo mandatório de ventilação. A informação de que tipo de disparo foi o que ativou o ciclo inspiratório é informado na área de mensagem e status da tela.

ADVERTÊNCIA

- ***Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros da ventilação conforme a necessidade do paciente.***

Observação

- A frequência respiratória monitorada pode se apresentar maior que a frequência respiratória ajustada, pois o paciente pode respirar espontaneamente durante os ciclos de ventilação mandatórios
 - A pressão de suporte (ΔPS) é um valor acima da PEEP e pode ser ajustada entre + 5 cmH₂O e $P_{INSP} - PEEP$.
-

5.6 CPAP/PSV - Ventilação de Pressão Contínua com Pressão de Suporte

Descrição:

Nesta modalidade o paciente respira espontaneamente sobre uma pressão positiva contínua e é auxiliado na respiração por uma Pressão de Suporte (ΔPS). Normalmente ao observar a curva de fluxo vê-se um pico de fluxo que vai decrescendo à medida que o tempo passa.

A ciclagem ocorre por fluxo, ajustável uma porcentagem do pico de fluxo inspiratório medido.

Se o valor da Pressão de Suporte (ΔPS) for ajustado para 0 (ZERO) ou o disparo do ciclo for desativado, será ativada a modalidade CPAP puro, ou seja, sem pressão de suporte. Nesta condição o parâmetro PEEP passará a ser exibido como CPAP.

Parâmetros Ajustados:

- PEEP ou CPAP;
- ΔPS (Pressão de Suporte – PEEP)¹;
- DISPARO POR PRESSÃO¹;
- CICLAGEM POR FLUXO (% FLUXO)¹;
- FiO_2
- TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME)¹
- MODALIDADE BACK-UP (VCV, PCV, PLV-NEONATAL ou SEM BACK-UP)
- FREQUENCIA (back-up VCV, PCV e PLV);
- RELAÇÃO I:E (back-up VCV e PCV);
- PRESSÃO MÁXIMA (back-up VCV);
- VOLUME (back-up VCV);
- PAUSA (back-up VCV);
- FORMA DE ONDA DO FLUXO (back-up VCV);
- PRESSÃO INSP (back-up PCV e PLV);
- TEMPO INSPIRATÓRIO (back-up PLV);
- FLUXO (\dot{V} - back-up PLV);

¹ Ajustes não disponíveis para paciente Neonatal.




Figura 14: Curvas PSV (CPAP + ΔASB)

- 1 e 2 Representam ciclos espontâneos com a pressão de suporte em ZERO.
- 3 , 4 e 5 Representam ciclos de respiração espontânea do paciente com pressão de suporte diferente de zero. O T_{SUBIDA} (Rise Time) da pressão de suporte pode ser ajustado para que o fluxo inicial seja suavizado.
- 6 Se o paciente entrar em apneia, após T_{APNEIA} (s) o ventilador apresentará esta condição através de alarme em sua área de mensagem e alarmes na tela e iniciará a ventilação de retaguarda ("back-up") selecionada, conforme configurações e parâmetros programado.

ADVERTÊNCIA

- *O alarme de apneia deverá ser ajustado para um valor seguro para o paciente. No entanto o alarme de apneia poderá ser ZERADO, nesta condição não haverá nenhuma informação ou alarme de condição de apneia e não haverá ventilação de retaguarda em ação. O operador do equipamento deve estar ciente da condição de Alarme de Apneia DESATIVADO (OFF INDICATIVO NO DISPLAY).*
- *Se a ventilação de retaguarda selecionada for SEM BACK-UP, o operador do equipamento deve estar ciente desta situação (INDICATIVO NO DISPLAY).*
- *Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros da ventilação conforme a necessidade do paciente.*

Observação

- A pressão de suporte (ΔPS) é um valor acima da PEEP e pode ser ajustada entre 5 cmH₂O e $P_{MAX-PEEP}$.
 - Para obter a modalidade CPAP com ventilação de retaguarda selecione a opção CPAP/PSV , ajuste $\Delta PS=OFF$ e selecione a ventilação de retaguarda (backup).
-

5.7 DualPAP – Ventilação em Dois Níveis de Pressão Positiva Contínua

Descrição:

Nesta modalidade o paciente respira espontaneamente sobre duas pressões positivas contínuas e pode ser auxiliado na respiração por uma Pressão de Suporte (ΔPS). Normalmente ao observar a curva de fluxo vê-se um pico de fluxo que vai decrescendo à medida que o tempo passa.

A ciclagem ocorre por fluxo, ajustável em relação do pico de fluxo inspiratório medido. Dependendo dos realizados pode-se obter o **APRV – Airway Pressure Release Ventilation**

Parâmetros Ajustados:

- P. SUPERIOR;
- T. SUPERIOR;
- P. INFERIOR;
- T. INFERIOR;
- FiO_2 ;
- ΔPS (Pressão de Suporte – PEEP)¹;
- DISPARO POR PRESSÃO¹;
- CICLAGEM POR FLUXO (% FLUXO)¹;
- TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME)¹
- PRESSÃO MÁXIMA
- FLUXO (\dot{V} - somente para NEONATAL);
- MODALIDADE BACK-UP (VCV, PCV, PLV-NEONATAL ou SEM BACK-UP)
- FREQUENCIA (back-up VCV, PCV e PLV);
- RELAÇÃO I:E (back-up VCV e PCV);
- VOLUME (back-up VCV);
- PAUSA (back-up VCV);
- FORMA DE ONDA DO FLUXO (back-up VCV);
- PRESSÃO INSP (back-up PCV e PLV);
- TEMPO INSPIRATÓRIO (back-up PLV);
- FLUXO (\dot{V} - back-up PLV);
- PEEP (back-up VCV, PCV e PLV);

¹ Ajustes não disponíveis para paciente Neonatal.



Figura 15 - Curvas DualPAP

Assim que todos os parâmetros de ventilação forem ajustados no ventilador, o paciente respira espontaneamente determinando os tempos de controle da ventilação.

- 1 Representa um ciclo espontâneo sem pressão de suporte na P.Inferior(Pressão Inferior Contínua nas Vias Aéreas);

2 Representa um ciclo de respiração com auxílio da Pressão de Suporte (acima da P.Inferior);

3 para 4 Representa uma transição sincronizada para a P.Superior (Pressão Superior Contínua nas Vias Aéreas). Durante a Pressão Superior pode-se respirar espontaneamente, tanto com pressão de suporte como sem.

5 Representa uma transição da P.Superior para a P.Inferior sincronizada;

As transições de níveis P.Inferior→P.Superior ou P.Superior→ P.Inferior ocorrem no quarto final de T.Inferior e T.Superior respectivamente através da sincronização com o esforço do paciente. A informação de que tipo de disparo foi o que ativou o ciclo inspiratório é informado na área de mensagem e status da tela.

ADVERTÊNCIA

- ***Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros da ventilação conforme a necessidade do paciente.***

Observação

- A frequência respiratória monitorada é resultado da respiração espontânea do paciente.
 - A pressão de suporte (ΔPS) é um valor acima da P.Superior ou P.Inferior e pode ser ajustado entre 5 cmH₂O e $P_{MAX}-P.Superior$.
 - As mudanças de níveis de pressão são sincronizadas .
-

5.8 APRV – Ventilação por Alívio de Pressão nas Vias Aéreas (modalidade obtida com a relação invertida do DUALPAP)

Descrição:

Esta modalidade permite ciclos espontâneos em 2 níveis de pressão basal e pode ser obtido através de ajustes adequados na modalidade DualPAP;

Para obter esta modalidade seleciona-se relação invertida no DUALPAP. Com esse ajuste realiza-se um alívio de pressão nas vias aéreas obtendo-se o **APRV – Airway Pressure Release Ventilation**

Parâmetros Ajustados:

- P. SUPERIOR;
- T. SUPERIOR;
- P. INFERIOR;
- T. INFERIOR;
- FiO₂;
- ΔPS (Pressão de Suporte – PEEP)¹;
- DISPARO POR PRESSÃO¹;
- CICLAGEM POR FLUXO (% FLUXO)¹;
- TEMPO DE SUBIDA (RISE TIME)¹
- PRESSÃO MÁXIMA
- FLUXO (V̇ - somente para NEONATAL);
- MODALIDADE BACK-UP (VCV,PCV, PLV-NEONATAL ou SEM BACK-UP)
- FREQUENCIA (back-up VCV, PCV e PLV);
- RELAÇÃO I:E (back-up VCV e PCV);
- VOLUME(back-up VCV);
- PAUSA(back-up VCV);
- FORMA DE ONDA DO FLUXO(back-up VCV);
- PRESSÃO INSP(back-up PCV e PLV);
- TEMPO INSPIRATÓRIO(back-up PLV);
- FLUXO (V̇ - back-up PLV);
- PEEP (back-up VCV, PCV e PLV);

- ¹ Ajustes não disponíveis para paciente Neonatal.



Figura 16: Curvas APRV

Assim que todos os parâmetros de ventilação forem ajustados no ventilador, o paciente respira espontaneamente determinando os tempos de controle da ventilação.

1 e 2 Representam ciclos espontâneos sem pressão de suporte na P.Superior (Pressão Superior Contínua nas Vias Aéreas);

3 Representa a transição da P.Superior para P.Inferior (Pressão Inferior Contínua nas Vias Aéreas) de forma sincronizada;

para **4** Representa o tempo T.Inferior no qual é realizado o alívio de pressão nas vias aéreas. Representa a transição de P.Inferior para P.Superior de forma sincronizada.

As transições de níveis P.Superior → P.Inferior ou P.Inferior→P.Superior ocorrem no quarto final de T.Superior e T.Inferior respectivamente através da sincronização com o esforço do paciente. A informação de que tipo de disparo foi o que ativou o ciclo inspiratório é informado na área de mensagem e status da tela.

ADVERTÊNCIA

- ***Os valores default são somente referência inicial. Reajuste os parâmetros de ventilação conforme a necessidade do paciente.***
- ***Para obter a modalidade DUALPAP com ventilação de retaguarda selecione a ventilação de retaguarda no parâmetro backup.***

Observação

- A frequência respiratória monitorada é resultado da respiração espontânea do paciente
 - A pressão de suporte (ΔPS) é um valor acima da P.Superior ou P.Inferior e pode ser ajustado entre $P_{Max} - P.Superior + 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ e $P_{MAX} - P.Superior$.
 - As mudanças de níveis de pressão são sincronizadas.
-

6. Alarmes Disponíveis

Toda referência de ajuste de alarmes, encontra-se no capítulo 12 Especificação Técnica.

ADVERTÊNCIA

- Os alarmes e alertas devem ser prontamente atendidos afim de manter a integridade do funcionamento do equipamento e a segurança do paciente.
- Se o volume de áudio estiver ajustado para um valor inferior ao nível máximo (5), caso ocorra um alarme, enquanto não houver atendimento para que este cesse, o volume de áudio será incrementado gradativamente a cada 15 segundos até atingir o seu limite máximo.
- Cessada a situação que levou a pausa do alarme sonoro, deve-se reativá-lo para segurança do paciente.

6.1 Descrição de controle de alarme

O sistema de alarmes do ventilador Oxymag Agile são classificados de acordo com o grau de prioridade (baixa, média e alta prioridade) conforme tabela.

Tabela 14: Classificação dos alarmes de acordo com o grau de prioridade

| ALTA PRIORIDADE | Tempo de Alarme | Descrição |
|---------------------------------|-----------------|--|
| Bateria Baixa | < 1 segundo | É disparado quando a bateria interna estiver com a carga no final. Providencie meios adequados de suporte ventilatório ao paciente |
| Apneia | < 1 segundo | É disparado quando o tempo decorrido desde a última inspiração é superior ao valor de alarme de apneia ajustado |
| Pressão de O ₂ Baixa | < 1 segundo | É disparado quando a pressão da rede de oxigênio é insuficiente para o funcionamento do equipamento. |
| Obstrução | < 2 ciclos | É disparado quando há uma obstrução no circuito respiratório que impede a completa expiração do paciente |
| Desconexão | < 5 ciclos | É disparado quando houver uma desconexão do circuito respiratório, o que impede de ventilar adequadamente o paciente |
| Pressão Máxima Alta | < 2 ciclos | É disparado quando a pressão da ventilação superou o valor de alarme ajustado como limite superior de pressão |
| Pressão Máxima Baixa | < 2 ciclos | É disparado quando a pressão da ventilação está abaixo do valor de alarme ajustado como limite inferior de pressão |

| | | |
|--------------------------------|------------|--|
| Volume Alto | < 3 ciclos | É disparado quando o volume medido superou o valor de alarme ajustado como limite superior de volume |
| Volume Baixo | < 3 ciclos | É disparado quando o volume medido superou o valor de alarme ajustado como limite inferior de volume |
| FiO ₂ menor que 18% | < 3 ciclos | É disparado quando o FiO ₂ medido é menor que 18% |

| MÉDIA PRIORIDADE | Tempo de Atraso | Descrição |
|------------------------|-----------------|--|
| Volume Minuto Alto | < 3 ciclos | É disparado quando o volume minuto do paciente superou o valor do alarme ajustado como limite superior de volume minuto |
| Volume Minuto Baixo | < 3 ciclos | É disparado quando o volume minuto do paciente está abaixo do valor de alarme ajustado como limite inferior de volume minuto |
| Frequência Alta | < 3 ciclos | É disparado quando a frequência respiratória do paciente superou o valor de alarme ajustado como limite superior de frequência respiratória |
| Frequência Baixa | < 3 ciclos | É disparado quando a frequência respiratória do paciente está abaixo do valor de alarme ajustado como limite inferior de frequência respiratória |
| PEEP Alto | < 3 ciclos | É disparado quando a pressão no final da expiração (PEEP) superou o valor de alarme ajustado como limite superior de PEEP |
| PEEP Baixo | < 3 ciclos | É disparado quando a pressão no final da expiração (PEEP) está abaixo do valor de alarme ajustado como limite inferior de PEEP |
| Temperatura alta | < 3 segundos | É disparado caso a condição ambiental esteja acima de 50°C. |
| Temperatura baixa | < 3 segundos | É disparado caso a condição ambiental esteja abaixo de -18°C. |
| FiO ₂ Alto | < 3 ciclos | É disparado quando o FiO ₂ medido superou o valor de alarme ajustado como limite superior de FiO ₂ |
| FiO ₂ Baixo | < 3 ciclos | É disparado quando o FiO ₂ medido superou o valor de alarme ajustado como limite inferior de FiO ₂ |

| BAIXA | Tempo de Atraso | Descrição |
|-------|-----------------|-----------|
|-------|-----------------|-----------|

| PRIORIDADE | | |
|-------------------|-------------|---|
| Sem Rede Elétrica | < 1 segundo | É disparado quando o equipamento é desconectado da rede elétrica e a alimentação é alternada para fonte de alimentação interna. |

Observação

- Quando na modalidade CPAP/PSV estiver configurada com pressão de suporte e ocorrer a condição de apneia o alarme sonoro e visual serão acionados, o alarme sonoro tocará somente duas sequências de alarmes de alta prioridade, contudo o alarme visual continuará a identificar essa condição enquanto ela existir.
-

Dentre as condições de alarme existentes, encontram-se os alarmes de parâmetros não ajustáveis, estes apresentam características peculiares para sua ativação, que serão descritos nos tópicos a seguir.

Alarme de Bateria

Este alarme é disparado quando a bateria interna encontra-se com a carga no final. Nesta condição, o valor da tensão observada na bateria interna encontra-se abaixo do limite estabelecido como essencial para o correto funcionamento do equipamento. Deve-se neste caso, providenciar uma fonte de energia alternativa imediatamente. O alarme será interrompido quando for conectada uma fonte de energia A.C. ou D.C. externa.

Observação

- O tempo restante real dependerá da condição da bateria e dos parâmetros utilizados no ventilador.
-

a) Alarme de desconexão

O alarme de desconexão é disparado quando ocorre qualquer tipo de desconexão do circuito respiratório, de modo a impedir a ventilação adequada ao paciente. Neste caso, existem dois critérios para verificação da desconexão. O primeiro critério, baseia-se nos valores medidos de pressão expiratória final positiva (PEEP). Quando a pressão das vias aéreas na fase expiratória estiver abaixo do valor da PEEP estabelecida, o ventilador registra os valores medidos e ao atingir um valor limite, dispara o alarme de desconexão. O segundo critério para este alarme baseia-se nos valores de complacência medidos, neste caso, o alarme inicializa quando a complacência registra um valor acima do máximo permitido (200 mL/cmH₂O) ou não identifica uma variação de pressão interna natural de ocorrer ao entregar-se um determinado volume de ar a um circuito respiratório.

b) Alarme de obstrução

O alarme de obstrução é disparado quando ocorre alguma forma de obstrução no circuito respiratório que impede a completa expiração do paciente. No modo **PEDIÁTRICO** e **ADULTO**, o critério para disparo deste alarme baseia-se na relação de valores médios obtidos a partir da PEEP e a pressão limite (P_{max}). Quando o valor da pressão estiver acima da média dos parâmetros de referência (PEEP e P_{max}), o alarme é acionado.

No modo **NEONATAL**, o alarme de obstrução é ativado quando a pressão de vias aéreas estiver acima da PRESSÃO AJUSTADA + 5cmH₂O. Ao ocorrer uma oclusão no circuito respiratório, o ventilador aciona um sistema de válvulas de sobrepressão que alivia a pressão no circuito de modo a preservar a integridade dos pulmões do paciente.

c) Alarme de pressão de O₂

O alarme de pressão de O₂ é disparado quando a pressão da rede de oxigênio está abaixo de 30 psi (207 kPa).

Tabela 15: Mensagens de Alertas

| Alerta | Tempo de Alarme | Descrição |
|--------------------------|-----------------|---|
| PRESSÃO LIMITADA | < 1 segundo | É exibida quando a pressão monitorada atinge a pressão máxima ajustada. Neste caso o volume entregue pelo ventilador não atingirá o volume ajustado |
| Assist. Pr. Trig | < 1 segundo | É exibida na ocorrência de um disparo assistido gerado por um trigger de pressão |
| Assist. Man. Trig | < 1 segundo | É exibida na ocorrência de um disparo assistido gerado por um trigger Manual |
| Spont. Pr. Trig | < 1 segundo | É exibida na ocorrência de um disparo espontâneo gerado por um trigger de pressão |
| Spont. Man. Trig | < 1 segundo | É exibida na ocorrência de um disparo espontâneo gerado por um trigger Manual |

ADVERTÊNCIA

- O tempo de apneia pode ser “ZERADO”, nesta condição não haverá nenhuma informação de condição de apneia e não haverá ventilação de retaguarda em ação. O operador do equipamento deve estar ciente da condição de Alarme de Apneia DESATIVADO (INDICATIVO NO DISPLAY).
- Os valores padrões dos alarmes são somente uma referência inicial. Reajuste os limites de alarme conforme a necessidade do paciente.
- O Ajuste automático dos limites de alarmes ajusta os alarmes para uma porcentagem calculada sobre o valor monitorado durante a ventilação, desta forma só poderá ser ajustado quando ventilador NÃO estiver no modo de espera (STAND-BY).

ADVERTÊNCIA

- O tempo de apneia pode ser “ZERADO”, nesta condição não haverá nenhuma informação de condição de apneia e não haverá ventilação de retaguarda em ação. O operador do equipamento

deve estar ciente da condição de Alarme de Apneia DESATIVADO (INDICATIVO NO DISPLAY).

- **Os valores padrões dos alarmes são somente uma referência inicial. Reajuste os limites de alarme conforme a necessidade do paciente.**
- **O Ajuste automático dos limites de alarmes ajusta os alarmes para uma porcentagem calculada sobre o valor monitorado durante a ventilação, desta forma só poderá ser ajustado quando ventilador NÃO estiver no modo de espera (STAND-BY).**
- **Não utilize o equipamento se um problema não puder ser resolvido.**

Tabela 16: Solucionando Problemas


| Problema | Causas Possíveis | Soluções |
|---------------------------------|--|--|
| Alarme de Ventilador Inoperante | Falha eletrônica | Contatar Assistência Técnica/ Magnamed |
| Alarme de Desconexão | 1. Desconexão no circuito respiratório; | 1. Localize a desconexão e conecte firmemente; |
| | 2. Falta de Fluxo Inspiratório; | 2. Verifique a existência de fluxo inspiratório e aumente caso seja necessário; |
| | 3. Alteração da Mecânica Respiratória do Paciente; | 3. Estabeleça novos parâmetros para suporte ventilatório; |
| | 4. Diafragma da válvula expiratória montada incorretamente ou danificada; | 4. Recoloque o diafragma na posição correta ou substitua o diafragma por um novo; |
| | 5. Falha no sistema eletrônico de controle de pressão; | 5. Contatar Assistência Técnica/ Magnamed |
| | 6. Integridade do circuito | 6. Verifique a integridade do circuito e troque o circuito, caso necessário. |
| Alarme de Pressão Baixa | 1. Alteração da Mecânica Respiratória do Paciente; | 1. Estabeleça novos parâmetros para suporte ventilatório; |
| | 2. Vazamento excessivo no circuito respiratório; | 2. Localize o vazamento e corrija-o; |
| Alarme de Pressão Alta | 1. Alteração da Mecânica Respiratória do Paciente; | 1. Estabeleça novos parâmetros para suporte ventilatório; |
| | 2. Obstrução no ramo expiratório do circuito respiratório ou da válvula expiratória; | 2. Desobstrua-o; |
| | 3. Obstrução da via aérea do paciente; | 3. Desobstrua ou aspire a via aérea do paciente; |
| Alarme de Bateria Fraca | 1. Final de carga da bateria interna após utilização sem rede elétrica; | 1. Restabeleça imediatamente a conexão do equipamento a uma rede elétrica ou desligue o equipamento e providencie meios de suporte ventilatório ao paciente; |
| | 2. Falha no sistema de carga da bateria interna, mesmo com presença de energia elétrica; | 2. Contatar Assistência Técnica/ Magnamed; |

| Problema | Causas Possíveis | Soluções |
|---|--|---|
| Alarme Sem Rede Elétrica | 1. Desconexão do cabo de energia elétrica; | 1. Restabeleça a conexão do equipamento a uma rede elétrica ou utilize o equipamento com a bateria interna para transporte; |
| | 2. Falha na rede elétrica; | 2. Restabeleça a rede elétrica; |
| Alarme de Apneia | 1. Respiração espontânea do paciente interrompida 2. Tempo de apneia ajustado é maior que a frequência respiratória do paciente. | 1. Trocar a modalidade ventilatória de espontânea para assisto-controlada. 2. Aumentar o tempo de apneia ajustado ou diminuir a frequência respiratória do paciente. |
| Alarme de Pressão de O ₂ Baixa | 1. Pressão de rede de O ₂ ou do cilindro de O ₂ baixa 2. Mangueira de O ₂ não conectada no aparelho 3. Falha no sensor de pressão de rede de O ₂ | 1. Aumentar a pressão de rede de O ₂ ou trocar o cilindro de O ₂ . 2. Conectar a mangueira de O ₂ no aparelho. 3. Contatar Assistência Técnica Magnamed. |
| Alarme de Obstrução | 1. Ramo inspiratório ou expiratório obstruído 2. Obstrução da via aérea do paciente | 1. Desobstrua-o; 2. Desobstrua ou aspire a via aérea do paciente. |
| Alarme de Pressão Máxima Baixa | 1. Vazamento no circuito do paciente 2. Pressão inspiratória menor do que o limite de alarme ajustado | 1. Localizar o vazamento e corrigir; 2. Aumentar o limite inferior do alarme de pressão ou aumentar a pressão inspiratória ajustada. |
| Alarme de Volume Alto | 1. Volume expirado é maior do que o limite de alarme ajustado. 2. Sensor de fluxo está descalibrado. | 1. Alterar os parâmetros ajustados no modo ventilatório ou ajustar o limite superior do alarme de volume. 2. Realizar autoteste. |
| Alarme de Volume Baixo | 1. Volume expirado é menor do que o limite de alarme ajustado. 2. Sensor de fluxo está descalibrado. | 1. Alterar os parâmetros ajustados no modo ventilatório ou ajustar o limite inferior do alarme de volume. 2. Realizar autoteste. |
| Alarme de FiO ₂ Alto | 1. FiO ₂ ajusta está acima do limite de alarme; 2. Célula de O ₂ está descalibrada; 3. Célula de O ₂ danificada. | 1. Alterar a FiO ₂ ajustada ou o limite superior do alarme; 2. Calibrar célula de O ₂ ; 3. Contatar Assistência Técnica Magnamed. |
| Alarme de FiO ₂ Baixo | 1. FiO ₂ ajusta está abaixo do limite de alarme; 2. Célula de O ₂ está descalibrada; 3. Célula de O ₂ danificada. | 1. Alterar a FiO ₂ ajustada ou o limite inferior do alarme; 2. Calibrar célula de O ₂ ; 3. Contatar Assistência Técnica Magnamed. |

| Problema | Causas Possíveis | Soluções |
|--|--|--|
| Alarme de FiO ₂ menor que 18% | 1. Concentração de O ₂ entregue para o paciente inferior a 18%. 2. Célula de O ₂ descalibrada. 3. Célula de O ₂ danificada. | 1. Verificar a rede ou cilindro de O ₂ . 2. Calibrar célula de O ₂ . 3. Contatar Assistência Técnica Magnamed. |
| Alarme de Volume Minuto Alto | 1. A relação de volume e frequência respiratória entregue estão acima do limite de alarme. | 1. Alterar os parâmetros ajustados do modo ventilatório ou ajustar o limite superior do alarme de volume minuto. |
| Alarme de Volume Minuto Baixo | 1. A relação de volume e frequência respiratória entregue estão abaixo do limite de alarme. | 1. Alterar os parâmetros ajustados do modo ventilatório ou ajustar o limite inferior do alarme de volume minuto. |
| Alarme de Frequência Alta | 1. Frequência respiratória do paciente está acima do limite de alarme. 2. Sensibilidade ajustada está causando auto-disparo. | 1. Alterar a frequência respiratória ajustada ou alterar o limite superior de alarme. 2. Alterar o ajuste de sensibilidade. |
| Alarme de Frequência Baixa | 1. Frequência respiratória do paciente está abaixo do limite de alarme. 2. Sensibilidade ajustada está muito alta e o ventilador não reconhece esforço do paciente. | 1. Alterar a frequência respiratória ajustada ou alterar o limite inferior de alarme. 2. Alterar o ajuste de sensibilidade. |
| Alarme de PEEP Alto | 1. A PEEP monitorada está acima do limite de alarme. 2. Obstrução no circuito respiratório do paciente. | 1. Alterar a PEEP ajustada ou alterar o limite superior de alarme. 2. Desobstrua-o. |
| Alarme de PEEP Baixo | 1. A PEEP monitorada está abaixo do limite de alarme. 2. Vazamento no circuito do paciente. | 1. Alterar a PEEP ajustada ou alterar o limite inferior de alarme. 2. Localizar o vazamento e corrigir. |
| Alarme de Temperatura alta | 1. A temperatura ambiente está acima de 50°C. | 1. Operar o ventilador em condições ambientais indicadas na especificação técnica. |
| Alarme de Temperatura baixa | 1. A temperatura ambiente está abaixo de -18°C. | 1. Operar o ventilador em condições ambientais indicadas na especificação técnica. |

6.2 Ajuste dos Alarmes

Para entrar na tela de ajuste de alarmes pressione o botão ALARM na tela. Será apresentada uma das telas da tabela seguinte:



1. Posicionamento dos ajustes de limites Inferior e superior da tela de alarmes:



Para alterar os valores de alarmes basta tocar na área correspondente ao limite de alarme a ser ajustado. O parâmetro tocado ficará selecionado indicando que é possível realizar alteração, para isso utilize o botão gira e confirma para ajustar o valor desejado e confirme pressionando este botão ou tocando novamente no parâmetro ajustado.

6.3 Ventilação Manual no Paciente

Para realizar ventilação manual a um paciente com dispositivo externo (Ambu), o ventilador deve estar em stand-by. Nesta situação, se está ligado ao circuito de respiração do paciente, a monitorização da ventilação será totalmente operacional, incluindo o seu sistema de alarme.

ADVERTÊNCIA

- ***Durante a ventilação manual, monitorar a pressão máxima;***
- ***Durante a ventilação manual, manter o sistema de alarme ativo.***

6.4 Teste de Alarme

6.4.1 Teste de alarmes ajustáveis

Para realizar os testes de alarmes, é necessário um circuito respiratório e um balão simulador.

Atenção

- Nunca realize o teste de alarmes com o paciente conectado ao equipamento.

6.4.1.1 Alarme de Pressão

Para testar o alarme de pressão alta, entrar na modalidade PCV, ajustar PEEP em zero, Pr insp em 5 e ajustar o limite superior do alarme de Ppeak em 5. Montar o circuito completo, colocar o equipamento pra ventilar e pressionar o balão de teste de modo que a pressão monitorada seja maior que a pressão ajustada. Para testar o alarme de pressão baixa, ajustar o limite inferior do alarme de pressão de forma que este seja maior que a pressão monitorada no aparelho.

6.4.1.2 Alarme de PEEP

Para testar o alarme de PEEP alta, ajuste o limite superior de alarme de PEEP de forma que este seja menor que a PEEP monitorada no aparelho. Para testar o alarme de PEEP baixa, ajuste o limite inferior do alarme de PEEP de forma que este seja maior que a PEEP monitorada no aparelho.

6.4.1.3 Alarme de Volume Minuto (VM)

Para testar o funcionamento do alarme de volume minuto alto, ajuste o limite superior do alarme de volume minuto de forma que este seja menor que o volume minuto monitorado no aparelho. Para testar o funcionamento do alarme de volume minuto baixo, ajuste o limite inferior do alarme de volume minuto de forma que este seja maior que o volume minuto monitorado no aparelho.

6.4.1.4 Alarme de Frequência Respiratória (Freq)

Para testar o funcionamento do alarme de frequência respiratória alta, ajuste o limite superior do alarme de frequência respiratória de forma que este seja menor que a frequência respiratória monitorada no aparelho. Para testar o funcionamento do alarme de frequência respiratória baixa, ajuste o limite inferior do alarme de frequência respiratória de forma que este seja maior que a frequência respiratória monitorada no aparelho.

6.4.1.5 Alarme de Volume

Para testar o alarme de volume alto, ajustar o limite superior do alarme de volume de forma que este seja menor que o volume corrente ajustado no aparelho. Para testar o alarme de volume baixo, ajustar o limite inferior do alarme de volume de forma que este seja maior que o volume inspiratório monitorado no aparelho.

6.4.1.6 Alarme de Apneia

Para testar o alarme de apneia, ajuste o tempo do alarme apneia em 3 segundos e no modo ventilatório, uma frequência respiratória baixa. Coloque o ventilador em funcionamento normal e aguarde o tempo ajustado para a ocorrência do alarme.

6.4.1.7 Alarme de FiO2

Para testar o alarme de concentração de O2 alto, ajustar nos alarmes uma concentração máxima abaixo do ajustado na modalidade. Para testar o alarme de concentração de O2 baixo, ajustar nos alarmes uma concentração mínima acima do ajustado na modalidade.

6.4.2 Teste de alarmes críticos

6.4.2.1 Desconexão

Para testar o alarme de desconexão, selecione o paciente e ajuste a modalidade desejada. Inicie a ventilação e desconecte algum ponto do circuito do paciente: ramo inspiratório, ramo expiratório ou conector Y. O alarme de desconexão de prioridade alta deverá ocorrer.

6.4.2.2 Sem rede elétrica

Para testar o alarme sem rede elétrica, coloque o ventilador em funcionamento normal e desconecte o aparelho da rede elétrica. O alarme sem rede elétrica de prioridade baixa deverá ocorrer.

6.4.2.3 Bateria baixa

Para testar o alarme de bateria baixa, coloque o ventilador em funcionamento normal e desconecte o aparelho da rede elétrica e inicie a ventilação. Aguarde até que o nível de bateria atinja um nível crítico para ocorrer o alarme de bateria baixa, prioridade alta.

6.4.2.4 Obstrução

Para testar o alarme de obstrução, coloque o ventilador em funcionamento normal e pressione o ramos expiratório do circuito do paciente de forma a simular a obstrução e observe a ativação do alarme de prioridade alta.

6.4.2.5 Pressão de O₂ baixa

Para testar o alarme pressão de O₂ baixa, coloque o ventilador em funcionamento normal, desconecte a fonte de oxigênio do ventilador e observe a ativação do alarme de prioridade alta.

6.5 Ventilação Manual no Paciente

Para realizar ventilação manual a um paciente com dispositivo externo (Ambu), o ventilador deve estar em stand-by. Nesta situação, se está ligado ao circuito de respiração do paciente, a monitorização da ventilação será totalmente operacional, incluindo o seu sistema de alarme

ADVERTÊNCIA

- *Durante a ventilação manual, monitorar a pressão máxima*
- *Durante a ventilação manual, manter o sistema de alarme ativo*
- *O Teste de Alarme deve ser realizado com o paciente desconectado.*
- *Em caso de falha verifique a Descrição de controle de alarme.*
- *Não utilize o equipamento caso o teste falhe.*

Observação

- Utilize na entrada de gás pressão recomendada.
-

7. Limpeza e Esterilização

7.1 Limpeza do equipamento

7.1.1 Superfícies externas do ventilador

Superfícies externas do ventilador devem ser limpas com um pano limpo e macio umedecido com detergente enzimático.

Atenção

- Cuidado para que nenhum resíduo se acumule nas conexões do equipamento.
 - Para limpeza não utilizar produtos não compatíveis a polímeros.
 - Para a limpeza da tela touch screen:
 - Utilize substâncias limpa-vidros não abrasivo e EVITE soluções a base de vinagre.
 - Usar panos limpos e manuseie a tela com cuidado.
 - NÃO utilizar para limpeza ou desinfecção o fenol (>5%), cetonas, formaldeído, hipoclorito, hidrocarbonatos clorados, hidrocarbonatos aromáticos, ácidos inorgânicos e compostos quaternários de amônia.
-

7.1.2 Circuito respiratório autoclavável e válvula expiratória

Os componentes que entram em contato diretamente com gases respiratórios devem ser periodicamente desmontados a nível de componente, conforme lista de acessórios, para limpeza, desinfecção e esterilização.

Circuitos e partes de silicone devem ser limpas seguindo os seguintes passos:

7.1.3 Limpeza

- a) Sempre utilize água potável para este procedimento;
- b) Use um detergente neutro enzimático. A diluição deve ser feita como o recomendado pelo fabricante.
- c) Mergulhe o corpo da válvula expiratória na solução de detergente, mantendo a solução em contato direto com os acessórios por pelo menos 3 minutos;
- d) As partes externas dos acessórios devem ser limpas com um pano limpo, macio umedecido com o detergente enzimático. As partes internas devem ser limpas por imersão.

7.1.4 Enxague

- a) Sempre utilize água potável para enxague;
- b) Enxague cuidadosamente a superfície externa dos acessórios com água potável.
- c) Enxague a superfície interna injetando água potável sob pressão por pelo menos 5 vezes.

Atenção

- NÃO utilizar para limpeza ou desinfecção o fenol (>5%), cetonas, formaldeído, hipoclorito, hidrocarbonatos clorados, hidrocarbonatos aromáticos, ácidos inorgânicos e compostos quaternários de amônia.
 - Nunca utilize soluções de salina, especialmente hipoclorito de sódio (água sanitária) e solução salina, desinfetantes ou peróxido de hidrogênio para limpeza ou enxague dos acessórios.
-

7.1.5 Secagem

A secagem das partes externas devem ser feitas com um pano limpo, macio e seco e a secagem de partes internas deve ser feita por gravidade.

7.2 Desinfecção

7.2.1 Partes externas

As partes externas devem ser desinfetadas usando um pano limpo umedecido com álcool 70°.

7.2.2 Circuito respiratório e válvula expiratória

Depois da limpeza, os acessórios devem ser desinfetados com álcool 70°. As partes externas devem ser desinfetadas usando um pano limpo umedecido com álcool 70° e a parte interna por imersão.

Depois da desinfecção, as partes externas devem ser secas com um pano limpo, macio e seco e as partes internas por gravidade.

7.3 Esterilização

- Os componentes que entram em contato com os gases respiratórios devem ser desmontados a nível de componente, conforme lista de acessórios, para limpeza e esterilização;
- Não utilizar agentes abrasivos para realizar a limpeza;
- Não utilizar álcool para limpar as partes de plástico;
- Não mergulhar o Oxymag em nenhum líquido;

ADVERTÊNCIA

- *Ao enviar o Ventilador Oxymag para serviços de manutenção ou reparo observar rigorosamente o processo de desinfecção.*
- *Equipamentos visivelmente infectados por fluidos de pacientes serão devolvidos sem a realização de serviço de manutenção ou reparo.*
- *Este equipamento e as partes devem passar por um processo de limpeza toda vez que for utilizado inclusive no primeiro uso.*

Atenção

- Os acessórios e componentes removíveis do Oxymag submetidos a seguidas operações de limpeza e esterilização podem sofrer processo de degradação e devem ser substituídos por novos.
-

7.4 Métodos de processamento

| Componente | Método de processamento | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | Autoclave a vapor 135°C por 5 min | desinfetante antimicrobiano | Álcool 70% |
| Superfície do ventilador | X | ✓ | X |
| Tela sensível ao toque | X | ✓ | ✓ |
| Circuito Respiratório silicone autoclavável | ✓ | ✓ | ✓ |
| Válvula expiratória | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diafragma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Circuito Respiratório descartável | X | X | X |

Atenção


- Não reutilize peças descartáveis. A reutilização de peças descartáveis pode afetar as propriedades do produto e causar dano ao paciente.
-

8. Manutenção Preventiva

Atenção

- O OxyMag Agile deve ter suas manutenções realizadas somente por técnico habilitado, treinado e devidamente autorizado pela MAGNAMED.
 - A não realização da manutenção poderá afetar a segurança e o desempenho do ventilador.
 - Toda manutenção deve ser feita com o paciente desconectado do equipamento.
-

8.1 Indicação da necessidade de manutenção periódica

O equipamento exibe na tela inicial o símbolo de manutenção preventiva  quando passado 5000 horas ou mais da última manutenção.

8.2 Verificações diárias e/ou antes do uso

- | | |
|---|---|
| • Limpeza do equipamento; | • Correta utilização da tela sensível ao toque (touch screen); |
| • Integridade do cabo de alimentação elétrica do conversor AC/DC; | • Bateria cheia; |
| • Correto funcionamento do sistema de alarmes visual e sonoro; | • Correto funcionamento das teclas do painel do equipamento; |
| • Instalação e limpeza dos filtros; | • Correto funcionamento do botão gira e confirma; |
| • Correta exibição da tela; | • Correta instalação do circuito respiratório (inclusive existência do diafragma da válvula expiratória). |

ADVERTÊNCIA

- ***A verificação diária deve ser realizada com o paciente desconectado.***
-

8.3 Bateria Interna de Lítio

Esta bateria é responsável pela alimentação do equipamento na ausência de energia elétrica e sua duração em funcionamento normal é o especificado em 12.3.1 Características Elétricas.

ADVERTÊNCIA

- *Este equipamento deve permanecer SEMPRE conectado a uma rede de energia elétrica para que haja carga suficiente durante uma falta de energia elétrica.*

Atenção

- A bateria deve ser substituída conforme indicado nas especificações técnicas para que a capacidade em funcionamento normal seja de acordo com o especificado.
- A substituição da bateria interna deve ser realizada somente por técnico habilitado, treinado e devidamente autorizado pela MAGNAMED.
- Bateria deve ser sempre verificada na manutenção periódica do equipamento.

8.4 Sensor Interno de Concentração de O₂

O sensor de concentração de oxigênio é uma célula que gera sinal elétrico proporcional à concentração de oxigênio na mistura gasosa administrada ao paciente e a intensidade deste sinal elétrico é decorrente da reação química.

Atenção

- A célula de O₂ galvânica sofre degradação de menos de 1% ao mês na exatidão da medida.
- A célula de medição de concentração de oxigênio deve ser substituída conforme indicado na Especificação Técnica (capítulo 13).
- A substituição da célula de medição de concentração de oxigênio deve ser realizada somente por técnico habilitado, treinado e devidamente autorizado pela MAGNAMED.

8.5 Substituição do Filtro de Ar Ambiente

Para substituir o filtro de ar ambiente siga o procedimento a seguir:




Figura 17: Exemplo para troca de filtro de ar

- (1) Remova a tampa do filtro na lateral esquerda do ventilador, item 2 da figura ao lado
- (2) Remova o filtro velho, item 1 da figura ao lado.
- (3) Limpe a área do assento do filtro com um algodão embebido em solução de água e sabão neutro.

Atenção

- Não utilize ar comprimido para a limpeza, pois poderá introduzir pó e sujeira no sistema de mistura de gases.

- (4) Após secar, introduza um novo filtro
- (5) Instale a tampa do filtro e verifique se o conjunto ficou firmemente fechado

ADVERTÊNCIA

- **Utilize somente filtros, partes, peças e acessórios especificados pela MAGNAMED listados neste manual, os quais foram testados e aprovados para uso em conjunto com este equipamento, caso contrário pode-se comprometer o funcionamento colocando em risco o paciente ou usuário;**
- **Este filtro estando saturado gera um aumento na resistência da entrada de ar ambiente e pode fazer com que as concentrações mínimas (35% de O₂) não sejam atingidas. Neste caso substitua o filtro.**

Atenção

- Não opere o equipamento sem este filtro, pois poderá danificar o sistema de controle de mistura ar/oxigênio.

8.6 Encaminhando o Produto para Serviço de Reparo

Os produtos antes de serem encaminhados para o serviço de reparo deverão ser limpos e desinfetados conforme orientações contidas em Limpeza e Esterilização (capítulo 9). Os produtos que apresentarem sinais de potenciais contaminantes hospitalares serão devolvidos sem a execução do serviço de reparo para que sejam desinfetados antes da realização do serviço.

ADVERTÊNCIA

- *Ao enviar o equipamento para serviços de manutenção ou reparo: observar rigorosamente o processo de desinfecção.*
 - *Equipamentos visivelmente infectados por fluidos de pacientes serão devolvidos sem a realização de serviço de manutenção ou reparo.*
-

9. Descarte

O ventilador Oxymag Agile deve ser descartado como equipamento elétrico e eletrônico. Os acessórios e os consumíveis devem ser eliminados de acordo com o descrito na instrução de uso. Siga as recomendações governamentais locais para descarte adequado.

Atenção

- Quando houver a necessidade de descarte de partes do ventilador que possam estar potencialmente contaminados indicar como lixo hospitalar potencialmente infectado.
 - O descarte das baterias deve seguir a legislação local.
 - O descarte das células galvânicas deve seguir a legislação local.
-

10. Desligando o Equipamento

O ventilador pulmonar Oxymag Agile é um equipamento de suporte a vida e deve OBRIGATORIAMENTE estar desconectado do paciente para ser desligado. O equipamento deve ser desligado na chave liga/desliga, identificado na Figura 4.

11. Especificação Técnica

11.1 Classificação

- NBR – IEC – 60601

Equipamento Classe II, energizado internamente, tipo BF para operação contínua. Proteção contra ingresso de objetos sólidos estranhos com diâmetro > 2,5mm e à prova de respingos – IP34.

- RDC 751/22 – Regra de classificação 12

Classe III - Todos os dispositivos médicos ativos destinados a administrar no corpo humano ou a remover dele medicamentos, fluidos corporais ou outras substâncias são classificados na classe II, a menos que isto seja efetuado de forma potencialmente perigosa, levando em conta a natureza das substâncias ou da parte do corpo envolvida e o modo de aplicação, caso em que são classificados na classe III.

11.2 Normas

- **ISO 5356-1** – Anesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part1: Cones and sockets
- **ABNT NBR 11906** – Conexões roscadas e de engate rápido para postos de utilização dos sistemas centralizados de gases de uso medicinal sob baixa pressão
- **IEC 60601-1 Ed. 3.0 (2005) + Amd. 1 (2012) (EN 60601-1:2006 + A1: 2013)** - Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
- **ISO 5359:2008/Amd 1:2011 (EN ISO 5359:2008+A1:2011)** - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases
- **IEC 60601-1-2 (2014) (EN 60601-1-2:2015)** - Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests
- **IEC 62304:2006 +AMD1:2015 (EN 62304:2006/2008)** - Medical device software - Software life cycle processes
- **IEC 60601-1-8 Ed. 2.0 (2006)/A1:2012 (EN 60601-1-8:2007/A11:2017)** - Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
- **IEC 60601-1-4: 1996/A1:1999 (EN 60601-1-4: 1996/A1: 1999)** - Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical medical systems
- **IEC 60601-1-6:2010 (EN 60601-1-6:2010)** - Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
- **IEC 62366:2007 (EN 62366:2008)** - Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
- **EN ISO 17665-1:2006** - Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
- **EN ISO 17664:2004** - Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

- **EN 1041:2008** - Information supplied by the manufacturer of medical devices
- **ISO 15223-1:2016 (EN ISO 15223-1:2016)** - Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements
- **ISO 80601-2-61:2011 (EN ISO 80601-2-61:2011)** – Medical electrical equipment: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse ox equipment
- **ISO 80601-2-55:2018 (EN 80601-2-55: 2018)** - Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors
- **IEC 60601-1-12:2014+A1:2020** - Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment
- **ISO 80601-2-84:2020** – Medical electrical equipment – Part 2-84: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ventilators for the emergency medical services environment
- **RTCA DO-160G:2010** - Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment⁽¹⁾

(1) Ensaios os seguintes itens da RTCA DO-160G:

| Seção | Descrição | Categoria |
|--------|--|-----------|
| 8 | Vibração em aeronaves de asa fixa | S |
| | Vibração em helicópteros | U |
| 16.6 | Flutuações de tensão, ondulação de tensão | A |
| 17 | Picos de tensão | A |
| 18.3.1 | Suscetibilidade à frequência de áudio, entrada de energia DC | B |
| 20 | Suscetibilidade à radiofrequência (irradiada e conduzida) | R |
| 21 | Emissão de energia de radiofrequência | M |
| 25 | Descarga eletrostática (ESD) | A |

11.3 Especificações

O ventilador pulmonar eletrônico de transporte é composto dos seguintes componentes:

- DISPLAY de cristal líquido LCD colorido de 320 a 240 pontos gráfico com tela sensível ao toque de 5,7;
- Placa de Controle com:
 - Apresentação dos dados no display;
 - Interface serial RS-232C para atualização de softwares;
 - Diagnóstico e assistência remota à distância Magnamed (ARM);
 - Leitura da pressão no circuito respiratório;
 - Leitura de pressão regulada;
 - Carregador inteligente de bateria;
- Alto-falante para alarmes e alertas;
- LED VERMELHO de alto brilho para pronta identificação de alarmes;
- LED VERDE indicador de conexão à rede elétrica;

- Conexão para Fonte Externa AC/DC (100-240 V_{AC} – 50/60 Hz → +12 V_{DC});
- Chave liga/desliga;
- Circuito respiratório autoclavável Adulto;
- Circuito respiratório Infantil e Neonatal autoclaváveis, opcionais;
- Circuito respiratório Adulto/ Infantil/ Neonatal descartáveis, opcionais;
- Célula galvânica de O₂ interna;
- Fonte externa conversor AC/DC 100 – 240 V_{AC} para +12 V_{DC};
- Gabinete Plástico em ABS de alto impacto resistente a golpes;
- Maleta de Transporte com Cilindro de Oxigênio, opcional.
- Maleta de Transporte sem Cilindro de Oxigênio, opcional.
- Pedestal para Oxyimag, opcional.
- Kit blender, opcional.
- Válvula PEEP integrada ao equipamento.
- Compensação automática de pressão barométrica
- Fusíveis de proteção para suporte de fixação e pedestal : Tensão 250V; Corrente 3A; Velocidade de operação: Média; Capacidade de Ruptura 100 A , Tamanho: 5mm x 20mm, Quantidade: 2.

11.3.1 Características Elétricas

Tabela 17: Fonte conversor AC/DC – Externo (2402568 – FONTE ELÉTRICA 12V COM CONECTOR 4 VIAS)

| Item | Parâmetro | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|----------------------------------|---|------------|-----------------|
| 1 | Rede Elétrica (50/60Hz)* | 100 a 240 | ± 10% | V _{AC} |
| 2 | Potência Consumida Máxima | 40 | ± 10% | W |
| 3 | Saída 12V _{DC} – 4 vias | 12 | ± 10% | V _{DC} |
| 4 | Corrente | 3,34 | --- | A |
| 5 | Cabo de alimentação elétrica | <p>Conector do lado do equipamento: Conforme IEC 60320 tipo C13</p> <p>Tomada: Conforme legislação local.</p> <p>Requisitos elétricos: Compatível com as especificações de alimentação elétrica de cada aparelho (Tensão e Corrente). Confirmar na marcação do equipamento.</p> | | |

*Conector 3 (três) pinos, NBR-14136:2002, onde o pino central é o terra


Tabela 18: Bateria Interna de Li-Ion

| Item | Parâmetro | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|--|---------------|------------|---------|
| 1 | Bateria Interna Li-Ion 11,8V _{DC} | 2000 | ± 15% | mAh |

| Item | Parâmetro | | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|---|-------------|--------------------|------------|---------|
| 2 | Autonomia da Bateria Interna (com plena carga e uso normal) | | 240 ⁽²⁾ | ± 15% | Min |
| 3 | Tempo para recarga até a carga máxima (módulo em operação) ⁽¹⁾ | | 2,0 | ± 15% | H |
| 4 | Dimensões | Altura | 36 | --- | mm |
| | | Largura | 68,1 | | |
| | | Comprimento | 54 | | |
| 5 | Quantidade de ciclos de carga | | 500 | --- | ciclos |

⁽¹⁾ A carga da bateria deverá ser feita na temperatura ambiente de 5 a 35 °C

⁽²⁾ Paciente adulto em modalidade PCV, PEEP 5, Píasp 20, Freq 12, I:E 1:3

- Compatibilidade Eletromagnética:
 - Imunidade: IEC 60601-1-2
 - Emissão: CISPR11
 - Aprovações: OS/IEC 60601-1
- Classe de Proteção dos Acessórios de Respiração (Descartáveis ou Reutilizáveis): Tipo BF  (Body Floating).

11.3.2 Conexão a Fonte de Oxigênio

- Entrada de Oxigênio – Rosca DISS macho 9/16" 18 fios, conforme ABNT NBR 11906
 - OPCIONAL – Rosca NIST
- Pressão do gás: 39 e 87 psi (270 a 600 kPa) ⁽¹⁾
- Mangueiras e Extensões: Conforme EN ISO 5359:2008/A1:2011
- O cilindro de alumínio para oxigênio (1.7 LITROS) tem autonomia de 40 minutos com o equipamento configuração como segue:

¹ Para pressões de entrada a 39 psi (270 kPa), o fluxo máximo será de 100 L/min.

- Paciente adulto;
- Modalidade VCV;
- Volume de 500ml;
- Frequência 12rpm;
- Relação 1:2;
- PEEP 5 cmH₂O;
- Pausa de 30%;
- FiO₂ de 100%
- Onda de fluxo quadrada.

Observações

- *Todos os materiais que compõem o produto são compatíveis com Oxigênio, Ar e Ar Comprimido Medicinal.*

11.3.3 Especificações Físicas e Ambientais

Tabela 19: Especificações físicas e ambientais

| Item | Parâmetro | | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|---|--|---------------|------------|-------------------------------|
| 1 | Dimensões (unidade básica) | Altura (com alça) | 176 (231) | ± 2 | mm |
| | | Largura | 254 | ± 2 | mm |
| | | Profundidade (com alça) | 134 (185) | ± 2 | mm |
| 2 | Peso | | 2,70 | ± 0,1 | kg |
| 3 | Operação | Temperatura | -18 a 50 | --- | °C |
| | | Pressão Barométrica | 600 a 1100 | --- | hPa |
| | | Umidade Relativa do Ar (s/condensação) | 15 a 95 | --- | % |
| 4 | Armazenamento/ Transporte | Temperatura | -25 a 75 | --- | °C |
| | | Pressão Barométrica | 500 a 1200 | --- | hPa |
| | | Umidade Relativa do Ar (s/condensação) | 5 a 95 | --- | % |
| 5 | Consumo de Oxigênio do Cilindro nas condições: <ul style="list-style-type: none"> • Vol. Corrente = 500 mL • Frequência = 12 min⁻¹ • Concentração de O₂ = 40% | | 92 | ± 10% | min/L _{O2} -CILINDRO |
| 6 | Vida útil | | 10 | --- | anos |
| 7 | Tempo para esquentar ou esfriar o equipamento armazenado em temperaturas extremas para operar a 20 °C | | 30 | --- | minutos |
| 8 | Nível final de pressão sonora | | 45,14 | --- | dBA |

| Item | Parâmetro | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|--------------------------|---------------|------------|---------|
| 9 | Nível de potência sonora | 51,73 | --- | dBA |

11.3.4 Volume interno dos componentes do circuito respiratório

| Volume interno | |
|--|----------|
| TRAQUEIA 22MM X 1,20 M AUTOCLAVAVEL 22F+22F | 407,8 mL |
| Y ADULTO 22MM AUTOCLAVAVEL COM TERMOMETRO RETO | 18,7 mL |
| TRAQUEIA 15MM X 1,20 M AUTOCLAVAVEL 15F+22F | 179,5 mL |
| INTERMEDIÁRIO 15M+15M PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL | 3,6 mL |
| Y INFANTIL 15MM AUTOCLAVAVEL SEM TERMOMETRO 90 | 16,9 mL |

11.3.5 Condições Extremas

ADVERTÊNCIA

- **Não armazene o ventilador em ambientes fora da temperatura, umidade e pressão especificadas em item 12.3.3. Especificações Físicas e Ambientais. A exatidão das leituras do equipamento pode ser afetada.**
- **Alimentação elétrica da rede AC com valores de tensão abaixo de 25% poderão resultar na comutação de alimentação para a bateria interna.**
- **Alimentação acima de 15% do valor nominal pode resultar em falha na fonte AC/DC do equipamento, porém o equipamento continuará a operar normalmente devido a comutação para a bateria interna.**
- **Alimentação elétrica da rede AC com valores de frequência 5% baixo ou 5% do valor acima do nominal pode resultar em comutação para a bateria interna, porém o equipamento manterá o seu funcionamento normal.**

Atenção

- O alarme de temperatura será acionado caso a condição ambiental esteja abaixo de -10°C ou acima de 50°C (alarme de baixa/alta temperatura – média prioridade).

11.3.6 Modalidades de Ventilação

Tabela 20: Modalidades de ventilação

| Modalidade ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ | Descrição | Modalidade em Apneia (BACKUP) ⁽⁴⁾ |
|---------------------------------|---|---|
| VCV | Ventilação de Volume Controlado | AUTO |
| PCV | Ventilação de Pressão Controlada | AUTO |
| PLV | Ventilação por Pressão Limitada Ciclado a Tempo para ventilador em configuração neonatal (pode ter ciclos assistidos) | AUTO |
| V-SIMV + PS | Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada de Volume Controlado com Pressão de Suporte | IMV – Ventilação Intermitente Mandatória de Volume Controlado |
| P-SIMV + PS | Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada de Pressão Controlada com Pressão de Suporte | IMV – Ventilação Intermitente Mandatória de Pressão Controlada |
| DualPAP ⁽⁵⁾ | Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas em dois níveis com Pressão de Suporte | VCV, PCV (adulto e pediátrico) / PLV (neonatal), DESLIGADO. Programável pelo Operador |
| CPAP/PSV | Ventilação de Pressão Positiva Contínua com Pressão de Suporte | VCV, PCV (adulto e pediátrico) / PLV (neonatal), DESLIGADO. Programável pelo Operador |

⁽¹⁾ Ventilação Não Invasiva (VNI ou NIV – Non Invasive Ventilation) por Máscara pode ser ativada em todas as modalidades ventilatórias e neste caso há compensação de vazamentos.

⁽²⁾ Compensação automática da complacência e pequenos vazamentos no circuito respiratório.

⁽³⁾ Quando o ventilador entrar em modo Neonatal (IBW ≤ 6,0 Kg) estará disponível somente as modalidades PLV, P-SIMV, CPAP/ PSV, DualPAP

⁽⁴⁾ Para os modos em que o backup (resguardo) estiver determinado como "Auto", sempre que o tempo de apneia ajustado for atingido, o ventilador inicia um ciclo ventilatório, cuja configuração é baseada nos ajustes do modo ventilatório corrente.

⁽⁵⁾ A modalidade APRV (Ventilação por Alívio da Pressão nas Vias Aéreas) pode ser obtida através da modalidade DualPAP com regulação apropriada dos tempos e pressões.

11.3.7 Especificações de Ajustes dos Parâmetros da Ventilação

Tabela 21: Especificações de ajustes dos parâmetros.

| Item | Parâmetro | Especificação | Resolução | Unidade |
|------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Volume | 20 a 2500 | 100 a 2500: 10 | mL |
| | | | 20 a 100: 5 | |
| 2 | Frequência Respiratória | 0 a 150 ⁽²⁾ | 1 | min ⁻¹ |
| 3 | Tempo de Subida (Rise Time) | 0 a 2,0 | 0,1 | s |
| 4 | Pausa | 0 a 70 | 10 | % |
| 5 | Pressão Limite Máxima | 5 a 60 | 1 | cmH ₂ O |

| Item | Parâmetro | Especificação | Resolução | Unidade |
|------|--|---|-------------------|---------------------|
| 6 | Pressão Inspiratória | 5 a 60 | 1 | cmH ₂ O |
| 7 | Delta de pressão de suporte (ΔPS) | OFF; 5 a 60 | 1 | cmH ₂ O |
| 8 | PEEP | 0 a 40 | 1 | cmH ₂ O |
| 9 | Sensibilidade Assistida (Pressão) | OFF; -0,2 a -10 | -0,2 a -2,0;- 0,2 | cmH ₂ O |
| | | | -2 a -10;- 1 | |
| 10 | Fluxo Inspiratório Automático ⁽³⁾ | 0 a 150 | 1 | L.min ⁻¹ |
| 11 | Fluxo Inspiratório (Neonatal) | 4 a 20 | 1 | L.min ⁻¹ |
| 12 | Ciclagem por Fluxo em Pressão de Suporte | 5 a 80 | 5 | % |
| 13 | Concentração de O ₂ | 35 a 100 | 1 | % |
| | | 21 a 100 (com Blender) | 1 | % |
| 14 | Tempo Inspiratório | 0,1 a 10 | 0,1 a 0,7:0,01 | s |
| | | | 0,7 a 1:0,05 | |
| | | | 1 a 10:0,1 | |
| 15 | Forma de Onda do Fluxo Inspiratório | Quadrado, Desacelerado, Acelerado, Senoidal | --- | --- |
| 16 | CPAP ⁽⁴⁾ | 1 a 40 | 1 | cmH ₂ O |
| 17 | Pressão Superior | 5 a 55 | 1 | cmH ₂ O |
| 18 | Pressão Inferior | 0 a 40 | 1 | cmH ₂ O |
| 19 | Tempo Superior | 0,20 a 60,0 | 0,20 a 0,70:0,01 | s |
| | | | 0,70 a 1,00:0,05 | |
| | | | 1,00 a 10,0:0,10 | |
| | | | 10,00 a 60,0:1,0 | |
| 20 | Tempo Inferior | 0,20 a 60,0 | 0,20 a 0,70:0,01 | s |
| | | | 0,70 a 1,00:0,05 | |
| | | | 1,00 a 10,0:0,10 | |
| | | | 10,00 a 60,0:1,0 | |

| Item | Parâmetro | Especificação | Resolução | Unidade |
|------|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 21 | Relação | 1:4 a 4:1 ⁽⁵⁾ | 1:0,1 | - |
| 22 | Backup | OFF;PLV; PCV; VCV ⁽⁶⁾ | --- | - |
| 23 | Tempo de Apneia | OFF; 5 a 60 | 1 | s |
| 24 | Fluxo (fluxômetro) | 0 a 15 | 1 | L.min ⁻¹ |
| 25 | Compensação de Fluxo de Vazamento | Em pressão de 150 Em Volume de 40L.min ⁻¹ ⁽⁷⁾ | 1 | L.min ⁻¹ |
| 26 | Altura ⁽⁸⁾ | 0,16 a 2,50 | 0,16 a 0,52:0,01 | m |
| | | | 0,53 a 1,08:0,01 | |
| | | | 1,09 a 2,50:0,01 | |

⁽¹⁾O Ajuste de Volume Corrente para valores menores que 20ml é feito através do ajuste da pressão, monitorando do volume corrente no visor do ventilador. Este volume é o volume entregue na saída do ventilador, cabendo ao usuário a verificação da inexistência de vazamentos".

⁽²⁾Na modalidade CPAP/PSV ajustada sem pressão de suporte e sem backup a frequência respiratória será zero.

⁽³⁾ Fluxo inspiratório obtido automaticamente através do ajuste de Volume, Frequência, Relação I:E / Tempo inspiratório e Pausa

Exemplo (1): Volume = 70 mL; Frequência = 20 min⁻¹; Relação = 1:2; Pausa = 30%

$$70 \times 20 \times (1+1/0,5)$$

Fluxo Inspiratório = ----- = 6,00 L/min

$$1000 \times (1-30/100)$$

Exemplo (2): Volume = 2000 mL; Frequência = 12 min⁻¹; Relação 1:2; Pausa = 30%

$$2000 \times 12 \times (1+1/0,5)$$

Fluxo Inspiratório = ----- = 102,86 L/min

$$1000 \times (1-30/100)$$

Exemplo (3): Volume = 2200 mL; Frequência = 12 min⁻¹; Relação 1:3; Pausa = 40%

$$2200 \times 12 \times (1+1/0,333)$$

Fluxo Inspiratório = ----- = 176,00 L/min

$$1000 \times (1-40/100)$$

⁽⁴⁾ Na modalidade CPAP/PSV, desabilitando a pressão de suporte (Δ PS igual a zero ou Sensibilidade de Pressão e Fluxo iguais a zero) será ajustado o parâmetro CPAP. Configurando os parâmetros CPAP/PEEP e DeltaPS em modo CPAP/PSV, pode ser obtida controle de pressão de 1 a 60 cmH₂O.

⁽⁵⁾ Em VCV o ajuste permitido é no intervalo entre 1:4 e 4:1

⁽⁶⁾ Opções de backup da modalidade CPAP/PSV, para a modalidade DUALPAP a opção de backup são: PLV para neonatal, PCV para adulto ou OFF desligado. Configurando OFF a modalidade não entrará em backup quando atingido o tempo para alarme de apneia.

⁽⁷⁾Para modalidades a volume controlado a compensação máxima é de 100% do fluxo ajustado automaticamente

⁽⁸⁾ Dependendo do tipo paciente ajustado na inicialização o ventilador estará configurado para operar conforme tabela seguinte:

(Pacientes menores que 0,16m ou maiores que 2,5m podem ser ventilados neste equipamentos)

Tabela 22: Relação Modalidade x tipo de paciente

| Tipo de Paciente | Modalidade Inicial | Peso Ideal (IBW) | Altura [m] |
|------------------|--------------------|------------------|------------|
| NEONATAL | PLV | 2,8Kg | 0,36 |
| PEDIATRICO | PCV | 19,8Kg | 0,95 |
| ADULTO | VCV | 49,5Kg | 1,50 |

O peso ideal é calculado utilizando o IMC igual a 22 e a a altura do paciente que pode ser alterada conforme o tipo de paciente definido na inicialização conforme tabela seguinte:

Tabela 23: Cálculo do peso ideal x altura do paciente

| Tipo de Paciente | Ajuste de altura [m] | | Peso Ideal P [Kg] |
|------------------|----------------------|------|-------------------|
| | Min. | Máx. | |
| NEONATAL | 0,16 | 0,52 | $\leq 6,0$ |
| PEDIATRICO | 0,53 | 1,08 | $6,0 < P \leq 25$ |
| ADULTO | 1,09 | 2,5 | > 25 |

Atenção

- Pressão Limite Mínima: 5 cmH₂O
- A Pressão Máxima Ajustada tem a função de limitar a pressão no circuito respiratório.
- Em VCV este será o limite de pressão, a válvula expiratória abre para o ambiente de manter este máximo durante o ciclo inspiratório, excedendo este limite em 5 cmH₂O o ventilador cicla para a fase expiratória (ciclagem a pressão).
- Em PCV este será o limite de controle de pressão.
- Este ventilador NÃO GERA PRESSÕES NEGATIVAS NA EXPIRAÇÃO DO PACIENTE.
- Para o cálculo dos parâmetros de ventilação, é utilizado o peso ideal do paciente, obtido de acordo com a altura. Portanto, não há uma indicação de massa corpórea específica para o uso do produto.

11.3.8 Especificações da Monitoração dos Parâmetros da Ventilação

Tabela 24: Parâmetros da ventilação

| Item | Parâmetro | Faixa | Resolução | Tolerância ⁽¹⁾ | Unidade |
|------|---|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Pressão Medida Instantânea | -20 a 100 | 1 | \pm (1 cmH ₂ O ou 2% da leitura) | cmH ₂ O ⁽²⁾ |
| 2 | Pressão Inspiratória Máxima | 0 a 90 | 1 | \pm (1 cmH ₂ O ou 2% da leitura) | cmH ₂ O |
| 3 | Pressão Média | 0 a 90 | 1 | \pm (1 cmH ₂ O ou 2% da leitura) | cmH ₂ O |
| 4 | Pressão de Platô | 0 a 90 | 1 | \pm (1 cmH ₂ O ou 2% da leitura) | cmH ₂ O |
| 5 | PEEP - Pressão no final da expiração | -20 a 90 | 1 | \pm (1 cmH ₂ O ou 2% da leitura) | cmH ₂ O |
| 6 | Volume Corrente Inspirado ⁽³⁾ | 0,001 a 3000 | 0,01 a 3000:10 | \pm (15% do valor medido) | mL |
| 7 | Tempo Inspiratório | 0,05 a 60,0 | 0,01 | \pm 0,01s | s |
| 8 | Tempo Expiratório | 0,05 a 60,0 | 0,01 | \pm 0,01s | s |
| 9 | Relação I:E | 1:100,0 a 100,0:1 | 1:0,1 | \pm 2% | --- |
| 10 | Frequência Respiratória | 0 a 200 | 1 | \pm (1min ⁻¹ ou 1% do valor medido) | min ⁻¹ |
| 11 | FiO ₂ (Concentração de Oxigênio) | 12 a 110 | 0,1 | \pm (1% em volume ou 2% da leitura) | %O ₂ |
| 12 | Fluxo (fluxômetro) | 0 a 20 | 0,1 | \pm (0,2L.min ⁻¹ ou 5% da leitura) | L.min ⁻¹ |
| 13 | Pressão Regulada | 0-150 | 1 | \pm 3,75 psi | psi |

⁽¹⁾ Quando indicado duas tolerâncias considerar a de maior valor.

⁽²⁾ 1 mbar (milibar) = 1 hPa (hectoPascal) = 1,016 cmH₂O (centímetro de água). Na prática estas unidades não são diferenciadas e podem ser utilizadas como: **1 mbar = 1 hPa \approx 1 cmH₂O**

⁽³⁾ Para resistências de vias aéreas superior a 150 cmH₂O/L/s o volume expirado monitorado terá tolerância alterada para \pm 10%. Nesta condição, o volume inspirado medido não sofre alteração.

⁽⁴⁾ Todos os dados monitorados são considerados a ATPD (Ambient, Temperature and Pressure Dry).

⁽⁵⁾ O Ventilador não gera pressões negativas na fase expiratória.

ADVERTÊNCIA

- A ventilação com pressão cíclica de até 100 cmH₂O pode adicionar erro de tolerância de até 2%.
- A precisão dos parâmetros podem ser afetadas nas seguintes condições:
 - Reutilização de acessórios de uso único;
 - Vazamento no circuito;
 - Célula de oxigênio não calibrada.

11.3.9 Exatidão dos controles

A tabela a seguir apresenta o erro máximo entre o valor ajustado e o valor aplicado pelo ventilador.

Tabela 25 – Acurácia dos parâmetros

| Item | Parâmetro | Exatidão ⁽¹⁾ |
|------|--------------------------------|---|
| 1 | Volume liberado (Toda a faixa) | ± (4 mL + 15% do volume ajustado) |
| 2 | Pressão inspiratória | ± (2 cmH ₂ O + 4% da pressão ajustada) |
| 3 | PEEP | ± (2 cmH ₂ O + 4% da PEEP ajustada) |

1 A exatidão de volume e pressão é preservada para circuitos com resistência de até 1,9 cmH₂O com fluxo de 15 LPM e complacência de até 5 mL/cmH₂O.

As exatidões de desempenho foram determinadas através de um sistema de ensaio com as incertezas de medição descritas na tabela abaixo:

Tabela 26 – Incerteza de parâmetros

| Item | Parâmetro | Incerteza |
|------|----------------------|-----------|
| 1 | Volume liberado | ± 2,5% |
| 2 | Pressão inspiratória | ± 2,0% |
| 3 | PEEP | ± 2,0% |

11.3.10 Especificações do Sistema de Alarmes e Segurança

- Válvula Antiasfixia para proteção contra falha no fornecimento de gás;

- Válvula de Alívio de Segurança de 100 cmH₂O – Norma básica de ventiladores para evitar sobrepressão no circuito respiratório;
- Válvula de Sobrepressão ATIVA – ao detectar obstruções é ativada para reduzir a pressão no circuito do paciente.

ADVERTÊNCIA

- Quando for reiniciado o ventilador ou for trocado o tipo de paciente o alarme assumirá os valores padrões de acordo com a tabela 29 conforme o tipo de paciente. Não é possível alterar as configurações padrões de alarme de forma permanente.
- Os valores padrões dos alarmes são somente uma referência inicial. Reajuste os limites de alarme conforme a necessidade do paciente.
- O Tempo de Apneia pode ser “ZERADO”, nesta condição não haverá nenhuma informação de condição de apneia e não haverá ventilação de retaguarda em ação. O operador do equipamento deve estar ciente da condição de Alarme de Apneia DESATIVADO (INDICATIVO NO DISPLAY).
- O Ajuste automático dos limites de alarmes (tabela 29) ajusta os alarmes para uma porcentagem calculada sobre o valor monitorado durante a ventilação, desta forma só poderá ser ajustado quando ventilador **NÃO** estiver no modo de espera (STAND-BY).

A prioridade da condição de alarme é determinada pelo processo de gerenciamento de risco do equipamento e segue a descrição da tabela 27.

Tabela 27: Prioridade da condição de alarme

| Resultado potencial da falha de resposta à causa da condição de alarme | Início do dano potencial ⁽¹⁾ | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | Imediata ⁽²⁾ | Pronta ⁽³⁾ | Atrasada ⁽⁴⁾ |
| Morte ou lesão irreparável | ALTA PRIORIDADE | ALTA PRIORIDADE | MÉDIA PRIORIDADE |
| Lesão reparável | ALTA PRIORIDADE | MÉDIA PRIORIDADE | - |
| Lesão leve ou desconforto | MÉDIA PRIORIDADE | - | - |

⁽¹⁾ Início do dano potencial refere-se a ocorrência da lesão e não à sua manifestação

⁽²⁾ Há potencial para que o evento se desenvolva em um período de tempo geralmente não suficiente para ação corretiva manual.

⁽³⁾ Há potencial para que o evento se desenvolva em um período de tempo geralmente suficiente para a ação corretiva manual.

⁽⁴⁾ Há potencial para que o evento se desenvolva em um período não especificado maior do que o fornecido no “prompt”.

Neste sistema de alarmes não há alteração da prioridade da condição de alarme e na ocorrência de mais de um alarme simultaneamente:

- As mensagens de alarmes de alta prioridade serão exibidas alternadamente, seguindo a prioridade descrita na *Tabela 14*
- Na ausência de alarmes de alta prioridade, as mensagens de alarmes de média prioridade serão exibidas de forma alternada.

As mensagens de alarmes são exibidas assim que detectada a condição de alarme, logo, não há atraso na exibição das mensagens.

Tabela 28: Características dos alarmes

| Alarme | Característica | Alta Prioridade | Média Prioridade | Baixa prioridade |
|--------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Visual | Cor | Vermelha | Amarela | Ciano |
| | Frequência de intermitência | 1,42 Hz | 0,71 Hz | Constante |
| Sonoro | Número de pulsos da salva | 10 pulsos | 3 pulsos | 1 pulso |
| | Intervalo entre salvas | 5,0 s | 5,1 s | 59,4 s |
| | Faixa de pressão do som | 63,5 dBA | 62 dBA | 56,5 dBA |
| | Frequência de pulso | 688 Hz | 687 Hz | 686 Hz |

Observações

- Recomenda-se que o operador respeite a distância máxima de 1m para a correta visualização e identificação dos alarmes visuais, contudo, os sinais de alarmes são perceptíveis até uma distância de 4m do equipamento.
- Para a identificação da ocorrência de um alarme, o operador deve estar preferencialmente a 1 metro da parte frontal do equipamento a um ângulo de 30° com o eixo horizontal no centro do plano de visualização do monitor.
- Os níveis de pressão sonora dos sinais de alarme auditivo que são menores que os níveis ambientes podem impedir o reconhecimento pelo operador das condições de alarme.

Tabela 29: Ajuste dos alarmes

| Item | Alarme | | Ajuste | Padrão do Alarme ¹ | | | Unidade |
|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|-----|-----|--------------------|
| | | | | NEO | PED | ADU | |
| 1 | Pressão Máxima | Alto | 5 a 80 | 30 | 30 | 40 | cmH ₂ O |
| | | Baixo | OFF; 1 a 79 | OFF | OFF | OFF | |

| Item | Alarme | | Ajuste | Padrão do Alarme ¹ | | | Unidade |
|------|---|-------|------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------|
| | | | | NEO | PED | ADU | |
| 2 | PEEP | Alto | OFF; 1 a 40 | 10 | 15 | 20 | cmH ₂ O |
| | | Baixo | OFF; 1 a 40 | OFF | OFF | OFF | |
| 3 | Volume Total | Alto | OFF; 1 a 3000 | 50 | 500 | 1000 | mL |
| | | Baixo | OFF; 1 a 3000 | OFF | OFF | OFF | |
| 4 | Volume Minuto | Alto | OFF; 1 a 99 | 5 | 10 | 20 | L |
| | | Baixo | OFF; 1 a 99 | OFF | OFF | OFF | |
| 5 | Tempo para Alarme de Apneia | | OFF; 5 a 60 | 10 | 10 | 15 | s |
| 6 | Frequência Respiratória | Alto | OFF; 1 a 150 | 60 | 60 | 60 | min ⁻¹ |
| | | Baixo | OFF; 1 a 150 | OFF | OFF | OFF | |
| 7 | FiO ₂ | Alto | OFF; 18 a 100 | OFF | OFF | OFF | % |
| | | Baixo | OFF; 18 a 100 | OFF | OFF | OFF | |
| 8 | Ajuste Automático de limites ² | | OFF, 10, 20 e 30 | OFF | OFF | OFF | % |

¹ Toda vez que o equipamento for inicializado ou houver uma troca do tipo de paciente ou acabar a alimentação da bateria sem que o ventilador esteja conectado à rede elétrica, os alarmes assumirão os valores padrões indicados para cada tipo de paciente.

² Somente poderá ser aplicado para os alarmes relacionados aos parâmetros básicos de ventilação (Pressão Máxima, PEEP, Volume Minuto e Frequência Respiratória).

ADVERTÊNCIA

- Os valores padrões dos alarmes são somente uma referência inicial. Reajuste os limites de alarme conforme a necessidade do paciente.
- Pode haver perigo se forem utilizados valores padrões de alarme diferentes para o mesmo equipamento ou para equipamentos similares na mesma área.
- O ajuste do limite de alarme em seu valor extremo pode tornar o sistema de alarmes inadequado. Ajuste os limites conforme a necessidade do paciente.
- As configurações de alarme não serão alteradas quando houver perda da alimentação elétrica por 30 segundos ou menos. Neste caso, o equipamento passará a ser alimentado por bateria interna não permutável.
- A monitorização de oxigênio é obtida com exatidão em até 20 segundos após a inicialização.

Segue descrição dos alarmes relacionados ao equipamento e a ventilação:

- Bateria Fraca
- Pressão de Rede Baixa
- Desconexão do Circuito Respiratório

- Obstrução do Circuito Respiratório
- Apneia
- Sem Rede Elétrica

11.3.11 Curva de concentração x Pressão no circuito respiratório




Figura 18: Curva de concentração em função da pressão no circuito respiratório

11.3.12 Especificações de Desempenho

Tabela 30: Especificação de desempenho

| Item | Parâmetro | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|---|--|------------|----------------------|
| 1 | Fluxo Máximo em Pressão de Suporte ou em ciclos de pressão controlada | 160 | ± 10% | L.min ⁻¹ |
| 2 | Princípio de Controle | Ciclado a Tempo, Volume Constante e Pressão Controlada | --- | --- |
| 3 | MTBF (Mean Time Between Failure) | 5.000 | --- | horas (Ligado) (POH) |




Figura 19: Influência da pressão das vias aéreas sobre o volume corrente⁽¹⁾

⁽¹⁾ Para verificar a influência da pressão das vias aérea sobre o volume minuto, no gráfico, deve-se multiplicar o valor do volume corrente aplicado pela frequência respiratória monitorada.

11.3.13 Especificações de Manutenção e Calibração

Atenção

- O tempo de processamento é após estabilizar na temperatura e pressão especificada.
- Verificar a eficiência da esterilização através de indicadores químicos ou biológicos.

Tabela 31: Especificação de manutenção e calibração

| Item | Descrição | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|--|--------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Revisão e SUBSTITUIÇÃO DO DIAFRAGMA (3800248) | 50 ciclos de autoclave a vapor | --- | ciclos |
| | | 10.000 h ou 2 anos | ± 500 | Horas |
| 2 | Revisão e SUBSTITUIÇÃO DA CÉLULA DE O ₂ (3902020) | 10.000 h ou 2 anos | ± 500 | Horas |
| 3 | Revisão e SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA (2702236) | 10.000 h ou 2 anos | --- | Horas anos |

| Item | Descrição | Especificação | Tolerância | Unidade |
|------|--|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 4 | Válvula Expiratória (3200251) | 50 ciclos de autoclave a vapor | --- ± 1 mês | ciclos meses |
| 5 | Circuitos respiratórios Adulto (1703218), Infantil (1702654) | | | |
| 6 | Revisão | 1 | ± 1 mês | Ano |
| 7 | Calibração | 500h ⁽¹⁾ | ± 50 | Horas |
| 8 | Filtro de entrada de ar | 500h ⁽¹⁾ | ± 50 | Horas |

⁽¹⁾ Se o ambiente no qual for utilizado contiver muito particulado em suspensão trocar filtro de ar em intervalos menores

11.3.14 Máscara para ventilação não invasiva

| Especificação | |
|----------------------------|-------|
| Conexão adulto/ pediátrico | 22 mm |
| Conexão neonatal | 15 mm |

11.3.15 Circuito respiratório

| Especificação | |
|----------------------------|------------------------------|
| Conexão adulto/ pediátrico | 22 mm |
| Conexão neonatal | 15 mm |
| Resistência | ≤ 0.3 mbar/L.s ⁻¹ |

11.3.16 Filtro HME

| Especificação | |
|------------------------------------|----------|
| Conexão adulto/ pediátrico | 22 mm |
| Eficiência de filtração bacteriana | 99,999 % |

11.3.17 Especificações de Resistência do Ramo Inspiratório e Expiratório

Tabela 32: Resistências Expiratórias em Função do Circuito Respiratório e Acessórios Agregados

| Paciente | Circuito Respiratório | Fluxo L x min ⁻¹ | Resistência Inspiratória e Expiratória (hPa ou cmH ₂ O) ¹ | |
|----------|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| | | | Circuito | Circuito + Filtro HME |
| Neo | Pediatrico/ Neo | 5,0 | 0,8 | |
| Ped | Pediatrico/ Neo | 30,0 | 3,1 | 6,5 |
| Adu | Adulto | 60,0 | 1,2 | 6,2 |

¹ O operador deve se assegurar que os valores de resistências inspiratória e expiratória não serão excedidos quando adicionados acessórios ou outros componentes ou subconjuntos do sistema respiratório

Tabela 33: Especificações de complacência do circuito respiratório

| Circuito Respiratório | Pressão (cmH ₂ O) | Complacência default ¹ (mL/cmH ₂ O) | Complacência máxima ² (mL/cmH ₂ O) |
|-----------------------|------------------------------|---|--|
| Pediatrico/ Neo | 60 ± 3 | 1 | 4 |
| Adulto | 60 ± 3 | 2 | 5 |

¹ Complacência default será utilizada caso o autoteste não seja realizado ou ocorra falha no auto teste.

² Complacência máxima para a qual as exatidões são mantidas.

11.3.18 Diagrama Pneumático





Figura 20: Esquema Pneumático do ventilador de transporte

11.3.19 Diagrama em Blocos da Eletrônica de Controle

Figura 21: Diagrama em Blocos Eletrônica



11.3.20 Compatibilidade Eletromagnética

As alterações ou modificações efetuadas neste equipamento que não tenham a aprovação expressa da MAGNAMED podem causar problemas de EMC com este equipamento ou outro. Entrar em contato com a MAGNAMED para receber auxílio técnico. Este equipamento foi concebido e testado para obedecer às normas aplicáveis de EMC como descrito abaixo.

Este equipamento foi concebido e testado para atender os seguintes requisitos essenciais: entregar ventilação à porta de conexão do paciente dentro dos limites de alarmes ou gerando uma condição de alarme; monitorar a concentração de oxigênio; gerar alarme de PEEP acima ou abaixo do limite de alarme; gerar alarme de obstrução quando a pressão de vias aéreas atingir o limite de alarme de obstrução; gerar alarme quando houver falha na rede elétrica e quando a bateria estiver baixa; gerar alarme de alta prioridade quando a rede de oxigênio falhar.

ADVERTÊNCIA

- *A utilização de telefones celulares ou outros equipamentos emissores de radiofrequência (RF) próximo do sistema poderá causar resultados inesperados ou adversos. Monitorizar o funcionamento se houver fontes de emissão de radiofrequência nas imediações.*
- *A utilização de outros equipamentos elétricos no sistema ou próximo dele poderá causar interferência. Antes da utilização no paciente, deverá verificar se o equipamento funciona normalmente na configuração definida.*
- *O uso deste equipamento adjacente ou sobre outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se este uso se fizer necessário, convém que este e o outro equipamento sejam observados para se verificar que estejam operando normalmente.*
- *O uso de acessórios, transdutores e cabos que não sejam os especificados ou fornecidos pela Magnamed podem resultar em emissões eletromagnéticas elevadas ou imunidade eletromagnética reduzida deste equipamento e resultar em operação inadequada.*
- *Convém que os equipamentos portáteis de comunicação por RF (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) não sejam utilizados a menos de 30 cm de qualquer parte do Oxymag, incluindo cabos especificados pela Magnamed. Caso contrário, pode ocorrer degradação do desempenho deste equipamento.*
- *Se o desempenho essencial for pedido ou degradado devido a perturbações eletromagnéticas, o ventilador poderá parar de ventilar. Neste caso, o operador deverá providenciar meios de ventilação manual.*

a) Diretrizes e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas

O sistema é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o cliente ou usuário do sistema garanta que ele seja utilizado em tal ambiente.

Tabela 34: Especificação do ambiente eletromagnético de uso

| Testes de Emissões | Compatibilidade | Diretiva para Ambiente Eletromagnético |
|---|-----------------|--|
| Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR 11 | Grupo 1 | O sistema utiliza a energia de RF apenas para suas funções internas. No entanto, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos. |
| Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR 11 | Classe B | O sistema pode emitir energia eletromagnética para desempenhar suas funções destinadas. Equipamentos eletrônicos próximos podem ser afetados. |
| Emissões de harmônicos IEC 61000-3-2 | Classe A | |
| Emissões devido à flutuação de tensão/cintilação IEC 61000-3-3 | Conforme | |

b) Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

O Oxymag Agile é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Oxymag Agile deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.


Tabela 35: Ambiente eletromagnético para o uso do sistema

| Teste de Imunidade | Nível de Teste da IEC-60601-1-2 | Conformidade | Diretiva para ambiente eletromagnético |
|---|---|---|--|
| IEC 61000-4-2 - Descarga eletrostática (ESD) | ± 8 kV por contato ± 15 kV pelo ar | ± 8 kV por contato ± 15 kV pelo ar | Pisos deveriam ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem cobertos por material sintético, a umidade relativa deveria ser de pelo menos 30% |
| IEC 61000-4-4 – Transitórios elétricos rápidos / salvas | ± 2 kV na interface de entrada de alimentação c.a. ± 2 kV na interface de entrada de alimentação c.c. ± 1 kV nas partes de entrada/saída de sinal | ± 2 kV na interface de entrada de alimentação c.a. ± 2 kV na interface de entrada de alimentação c.c. ± 1 kV nas partes de entrada/saída de sinal | Qualidade de fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. |
| IEC 61000-4-5 - Surtos | ± 1 kV linha(s) a linha(s) ± 2 kV linha(s) a terra | ± 1 kV linha(s) a linha(s) ± 2 kV linha(s) a terra | Qualidade de fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. |
| IEC 61000-4-11 – Quedas de tensão | 0 % UT; 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0 % UT; 1 ciclo (monofásico: a 0°) 70 % UT; 25/30 ciclos (monofásico: a 0°) | 0 % UT; 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0 % UT; 1 ciclo (monofásico: a 0°) 70 % UT; 25/30 ciclos (monofásico: a 0°) | Qualidade de fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. |
| IEC 61000-4-11 – Interrupções de tensão | 0 % UT; 250/300 ciclos | 0 % UT; 250/300 ciclos | Qualidade de fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. |
| IEC 61000-4-8 – Campo magnético da frequência de alimentação (50/60 Hz) | 30 A/m | 30 A/m | Campos magnéticos na frequência da alimentação deveriam estar em níveis característicos de um local típico em um ambiente hospitalar ou comercial típico |

Nota: UT é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio.

Tabela 36: Imunidade Irradiada

O Oxymag Agile é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou usuário do Oxymag Agile garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

| Ensaio de Imunidade | Nível de ensaio da IEC-60601 | Nível de Conformidade | Ambiente eletromagnético - diretrizes |
|--|---|-----------------------|---|
| | | | Não convém que sejam utilizados equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis a distâncias menores em relação à qualquer parte do Oxymag , incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada, calculada pela equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada |
| Perturbações conduzidas induzidas por campos de RF ^(a) IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 0,15 MHz até 80 MHz fora das bandas de ISM | 3 V | d = 1,2VP |
| | 10 Vrms 0,15 MHz até 80 MHz nas bandas de ISM | 10 V | d = 1,2VP |
| Campos EM de RF Irradiada IEC 61000-4-3 | 10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz | 10 V/m | d = 1,2VP 80 MHz a 800 MHz d = 2,3VP 800 MHz a 2,7 GHz |
| | | | onde P é o nível máximo declarado da potência de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros (m). Convém que a intensidade de campo proveniente de transmissores de RF, determinada por uma vistoria eletromagnética do campo, ^c convém que seja menor do que o nível de conformidade para cada faixa de frequência. ^d Pode ocorrer interferência na vizinhança dos equipamentos marcados com o seguinte símbolo:  |

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de frequências é aplicável.

NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

^a As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 0,15 MHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz. As bandas de radioamador entre 0,15 MHz e 80 MHz são 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz e 50,0 MHz a 54,0 MHz.

^b Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz a 2,7 GHz são definidos com o objetivo de reduzir a possibilidade de equipamentos de comunicação por RF móveis/portáteis causarem interferência se forem inadvertidamente trazidos para as áreas destinadas aos pacientes. Por isso, um fator adicional de 10/3 foi incorporado às fórmulas utilizadas no cálculo da distância de separação recomendada para os transmissores nestas faixas de frequências.

^c A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones (celulares ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV, não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética do campo. Se a intensidade de campo medida no local no qual o Oxymag será utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF definido acima, convém que O Oxymag seja observado para que se verifique se está funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realocação do Oxymag.

^d Acima da faixa de frequência de 0,15 MHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menor que 3 V/m.

c) Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação de RF portátil e/ou móvel e o sistema

O Oxymag Agile é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário do Oxymag Agile pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação de RF (transmissores) portátil e móvel e o Oxymag Agile como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Tabela 37: Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)

| Distância de separação recomendada de acordo com a frequência do transmissor (m) | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Nível máximo declarado da potência de saída do transmissor (W) | 150 kHz a 80 MHz fora das bandas ISM d = 1,2VP | 150 kHz a 80 MHz nas bandas ISM d = 1,2VP | 80 MHz a 800 MHz d = 1,2VP | 800 MHz a 2,5 GHz d = 2,3VP |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 12 | 23 |

Para transmissores com um nível máximo declarado de potência de saída não listado acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável à frequência do transmissor. Onde P é a potência máxima declarada de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a maior faixa de frequência é aplicável.

NOTA 2 As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 0,15 MHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz. As bandas de radioamador entre 0,15 MHz e 80 MHz são 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz e 50,0 MHz a 54,0 MHz.

NOTA 3 Um fator adicional de 10/3 foi incorporado às fórmulas utilizadas no cálculo da distância de separação recomendada para os transmissores nas bandas de frequência ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz a 2,7 GHz, com o objetivo de reduzir a possibilidade de equipamentos de comunicação por RF móveis/portáteis causarem interferência se forem inadvertidamente trazidos para as áreas destinadas aos pacientes..

NOTA 4 Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Campos na proximidade de equipamentos de comunicação sem fio por RF

A interface de gabinete do Oxymag foi ensaiada conforme especificado na tabela abaixo usando-se os métodos de ensaio especificados na IEC 61000-4-3

| Banda | Freq. ensaio | Modulação | Nível de ensaio |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| [MHz] | [MHz] | | [V/m] |
| 380 a 390 | 385 | Pulse, 18 Hz | 27 |
| 430 a 470 | 450 | FM, 1 kHz, Desvio de ± 5 kHz | 28 |
| 704 a 787 | 710 745 780 | Pulse, 217 Hz | 9 |
| 800 a 960 | 810 870 930 | Pulse, 18 Hz | 28 |
| 1.700 a 1.990 | 1.720 1.845 1.970 | Pulse, 217 Hz | 28 |
| 2.400 a 2.570 | 2.450 | Pulse, 217 Hz | 28 |
| 5.100 a 5.800 | 5.240 5.500 5.785 | Pulse, 217 Hz | 9 |

d) Segurança Elétrica

A seguir, são apresentadas as precauções que deverão ser observados ao se combinar estes itens (equipamento não médico) com o sistema.

ADVERTÊNCIA








- Os itens que não cumprem as exigências da norma IEC 60601-1 não podem ser colocados a menos de 1,5 m do paciente.
- Todos os itens (equipamento eletromédico ou não médico) ligados ao sistema com cabo de sinal de saída/entrada têm de receber alimentação de uma fonte de corrente alternada que usa transformador separado (de acordo com a norma IEC 60989) ou dispor de condutor de proteção de terra adicional.
- As tomadas múltiplas portáteis com interruptor usadas nas fontes de alimentação de corrente alternada têm de cumprir com a IEC 60601-1-1 e não poderá ser instalado no piso. Não usar mais de uma tomada múltipla com interruptor portátil.
- Não ligar diretamente equipamento elétrico não médico à tomada de corrente alternada na parede. Usar fonte de alimentação AC com transformador próprio. Do contrário, a fuga de corrente aumentará acima dos níveis aceitos pela IEC 60601-1 sob condições normais e condições de uma só falha. Isto poderá causar choque elétrico perigoso no paciente ou no operador.
- Depois de ligar qualquer equipamento nestas tomadas, submeta o sistema a um teste completo de corrente de fuga (de acordo com a norma IEC 60601-1).
- O operador do sistema eletromédico não deverá tocar em equipamento elétrico não médico e no paciente simultaneamente. Isto poderá causar choque elétrico perigoso no paciente ou no operador.














11.4 Especificações da célula de O₂ galvânica











Tabela 38 – Especificações da célula galvânica














| Especificações gerais | |
|--|--|
| Uso pretendido | Medir a concentração de O ₂ entregue do equipamento para o paciente |
| Faixa de medição | 0 a 100% |
| Sinal de saída | 9 – 13 mV |
| Tempo de resposta 90% | 13 s |
| Precisão | ± 2% |
| Linearidade | ± 2% |
| Taxa de fluxo recomendada | 0.1 – 10 lpm |
| Taxa de amostragem de dados | 7 Hz |
| Método para calcular a leitura do nível de gás | Média móvel simples (MMS) de 64 posições adquiridos a cada 140ms |
| Frequência Respiratória | A Frequência Respiratória é mostrada a cada 3 respirações e o valor da média é atualizado a cada respiração. |
| Efeitos da interferência de gases e vapor | |
| Gases ou Vapor | Nível do Gás |
| Resposta a 80% de NO | < 5% |
| Resposta a 7,5% Halotano | < 5% |
| Resposta a 7,5% Isoflurano | < 5% |
| Resposta a 7,5% Enflurano | < 5% |
| Resposta a 9% Sevoflurane | < 5% |
| Resposta a 20% Desflurano | < 5% |
| Resposta a 10% CO ₂ | < 5% |

12. Símbolos

| SYMBOLS / UNIFIED TEXTS | PORTUGUÊS | ESPAÑOL | ENGLISH |
|---|---|---|--|
|  | PACIENTE | PACIENTE | PATIENT |
|  | CORRENTE CONTÍNUA | CORRIENTE CONTINUA | CONTINUOUS TIDAL |
|  | CORRENTE ALTERNADA (REDE) | CORRIENTE ALTERNA (RED) | ALTERNATING CURRENT (POWER) |
|  | ENERGIA ELÉTRICA | ENERGÍA ELÉCTRICA | ELECTRIC ENERGY |
|  | RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO FEITO DE FORMA SEPARADA | RECOGIMIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO HECHO POR SEPARADO | WASTE – ELECTRICAL AND ELECTRIC EQUIPMENT SHALL BE COLLECTED AND RECYCLED IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2002/96/EC |
|  | ENTRADA DC | ENTRADA DC | DC INPUT |
|  | LIGA | ON | ON |
|  | DESLIGA | OFF | OFF |
| INSP / EXP HOLD | PAUSA INSPIRATÓRIA/ EXPIRATÓRIA | PAUSA INSPIRATORIA/ ESPIRATORIA | INSPIRATORY/ EXPIRATORY HOLD |
| MANUAL | DISPARO MANUAL | GATILLO MANUAL | MANUAL TRIGGER |
| O ₂ 100% | 100% OXIGÊNIO | 100% OXIGENO | OXYGEN 100% |
| ○ ○ | SERIAL | SERIAL | SERIAL |
|  | IDENTIFICAR OU ACONSELHAR LIMPEZA OU TROCA DE FILTRO | IDENTIFICAR O ASESORAR LA LIMPIEZA O EL CAMBIO DEL FILTRO | TO IDENTIFY OR ADVISE CLEANING OR CHANGING A FILTER |

| SYMBOLS / UNIFIED TEXTS | PORTUGUÊS | ESPAÑOL | ENGLISH |
|---|--|--|--|
|  | TRAVAR TECLADO | TRABAR TECLADO | KEYBOARD LOCK |
|  | MANUTENÇÃO PERIÓDICA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO | PERIODIC MAINTENANCE |
|  | CONGELA | CONGELA | FREEZE |
|  | ALARME AUDIO PAUSADO | ALARMA AUDIO PAUSADO | AUDIO ALARM PAUSED |
|  | ALARME | ALARMA | ALARM |
| IP34 | PROTEGIDO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA E ENTRADA DE PARTES SÓLIDAS MAIOR OU IGUAL A 2,5MM | PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA Y ENTRADA DE PARTES SÓLIDAS MAYOR O IGUAL A 2,5MM | PROTECTED AGAINST WATER SPRAYS AND THE INGRESS OF SOLIID PARTS OF 2,5MM OR BIGGER |
|  | PARTE APLICADA TIPO BF | PARTE APLICADA TIPO BF | TYPE BF OF APPLIED PART |
|  | EQUIPAMENTO CLASSE II | EQUIPO CLASE II | CLASS II EQUIPMENT |
|  | DATA DE FABRICAÇÃO | FECHA DE FABRICACIÓN | MANUFACTURE DATE |
|  | FABRICANTE | FABRICANTE | MANUFACTURE |
|  | REPRESENTANTE EUROPEU | REPRESENTANTE EUROPEO | EUROPEAN REPRESENTATIVE |
|  | ATENÇÃO! CONSULTAR DOCUMENTOS ACOMPANHANTES | ATENCIÓN! CONSULTAR DOCUMENTOS QUE ACOMPANAN | ATTENTION! SEE ACCOMPANYING DOCUMENTS |
|  | INSTRUÇÃO DE USO | MANUAL DE INSTRUCCIONES | OPERATING INSTRUCTIONS |
|  | FRÁGIL | FRÁGIL | FRAGILE |

| SYMBOLS / UNIFIED TEXTS | PORTUGUÊS | ESPAÑOL | ENGLISH |
|---|---|--|--|
|  | FACE SUPERIOR NESTA DIREÇÃO | LADO SUPERIOR EN ESTA DIRECCIÓN | THIS SIDE UP |
|  | PROTEGER CONTRA UMIDADE | PROTEGER CONTRA LA HUMIDAD | FEARS HUMIDITY |
|  | QUANTIDADE SEGURA DE EMPILHAMENTO | SOSTENIMIENTOS DE LA CANTIDAD DE AMONTANAR | SAFE STACKING QUANTITY |
|  | LIMITES DE TEMPERATURA | LIMITES DE TEMPERATURA | TEMPERATURE LIMITS |
|  | MANTENHA PROTEGIDO DO SOL | MANTENER PROTEGIDO DEL SOL | KEEP AWAY FROM HEAT |
| O ₂ INLET | ENTRADA DE O ₂ | ENTRADA DE O ₂ | O ₂ INLET |
| O ₂ | OXIGÊNIO | OXIGENO | OXYGEN |
|  | AJUSTE DE ALARME OFF | AJUSTE DE ALARMA OFF | ALARM SETTING OFF |
|  | STAND BY | STAND BY | STAND BY |
| INSP | INSPIRATÓRIA | INSPIRATORIA | INSPIRATORY |
| EXP | EXPIRATÓRIA | ESPIRATORIO | EXPIRATORY |
|  | INMETRO | INMETRO | INMETRO |
|  | A LEGISLAÇÃO FEDERAL DOS EUA RESTRINGE A VENDA DESTE DISPOSITIVO OU POR ORDEM DE UM MÉDICO | LA LEGISLACIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS RESTRINGE LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO O POR ORDEN DE UN MÉDICO | US FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN |
|  | DATA DE VALIDADE | FECHA DE VALIDEZ | USE BY DATE |

| SYMBOLS / UNIFIED TEXTS | PORTUGUÊS | ESPAÑOL | ENGLISH |
|---|---|---|---|
|  | NÃO ESTÉRIL | NO ESTERIL | NON-STERILE |
|  | NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA | NO UTILIZAR SI EL PAQUETE ESTÁ DAÑADO | DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED |
|  | O MANUAL DE INSTRUÇÕES DEVE SER LIDO | EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBE SER LIDO | THE INSTRUCTION MANUAL MUST BE READ |
|  | NÚMERO DO CATÁLOGO DO FABRICANTE | NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE | MANUFACTURER'S CATALOGUE NUMBER |
|  | NÚMERO DE SÉRIE DO FABRICANTE | NÚMERO DE SERIE DEL FABRICANTE | MANUFACTURER'S SERIAL NUMBER |
|  | CÓDIGO DE LOTE DO FABRICANTE | CÓDIGO DE LOTE DEL FABRICANTE | MANUFACTURER'S MATCH OR LOT CODE |
|  | USO ÚNICO | USO ÚNICO | SINGLE USE |
|  | SAÍDA DE GÁS | SALIDA DE GAS | GAS OUTPUT |
|  | ENTRADA DE GÁS MOTRIZ | ENTRADA DE GAS CONDUCTOR | DRIVING GAS INPUT |
|  | EXAUSTÃO | ESCAPE | EXHAUSTION |
|  | AFERIÇÃO DA PRESSÃO Essa aferição é uma técnica de leitura de fluxo e volume. A leitura de pressão na vias aéreas é realizada internamente. | MEDICIÓN DE PRESIÓN Esta medición es una técnica de lectura de flujo y volumen. La lectura de la presión de la vía aérea se realiza internamente. | PRESSURE GAUGE This measurement is a flow and volume reading technique. Airway pressure reading is performed internally. |
|  | LIMITAÇÃO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA Indica a faixa de pressão atmosférica à qual o equipamento pode ser exposto com segurança. | LIMITACIÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA Indica el rango de presión atmosférica a la que el dispositivo médico puede exponerse de manera segura. | HUMIDITY LIMITATION Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed. |
|  | LIMITAÇÃO DA UMIDADE Indica a faixa de umidade à qual o equipamento pode ser exposto com segurança. | LIMITACIÓN DE HUMEDAD Indica el rango de humedad a la que el dispositivo médico puede exponerse de manera segura.. | ATMOSPHERIC PRESSURE LIMITATION Indicates the range of atmospheric pressure to which the medical device can be safely exposed. |

13. Termos e Abreviações

Tabela 39: Lista de termos e abreviações com suas respectivas descrições

| Termos e Abreviação | Descrição | Termos e Abreviação | Descrição |
|----------------------|---|---------------------|--|
| ADU | Adulto | I:E | Relação T.Insp por T.Exp |
| Backup | Ajuste da Modalidade em Apneia | IMC | Índice de Massa Corpórea |
| C.Dyn | Complacência Dinâmica | INF | Infantil |
| | | Man Trig | Trigger Manual |
| Complacência | Complacência do Circuito | MV | Volume Minuto |
| Cons O ₂ | Consumo de O ₂ | NEO | Neonatal |
| C.Stat | Complacência Estática | NIV | Ventilação Não Invasiva |
| CPAP | Ventilação de Pressão Contínua nas Vias Aéreas | O ₂ 100% | Indicação do flash de O ₂ |
| Cycl. PS | Porcentagem de Ciclagem | Pause | Pausa Inspiratória |
| DualPAP | Ventilação em dois níveis de CPAP | PCV | Ventilação de Pressão Controlada |
| FiO ₂ | Fração Inspirada de O ₂ | PED | Pediátrico |
| Freq | Frequência Respiratória Total | PEEPi | PEEP intrínseco |
| F.Base | Fluxo Base | P. Inferior | Pressão Inferior da modalidade DualPAP |
| Fspn | Frequência Espontânea | P. Insp | Ajuste da Pressão Inspiratória |
| FI Trig F.Trigger | Trigger (Sensibilidade) à Fluxo | PLV | Ventilação Limitada a Pressão |
| P Mean | Pressão Média | P.Max | Pressão Máxima nas Vias Aéreas |
| P.Plat | Pressão Platô | T. Inferior | Tempo Inferior da modalidade DualPAP |
| Prede | Pressão de Rede | T. Superior | Tempo Inferior da modalidade DualPAP |
| Pr Trig P.Trigger | Trigger (Sensibilidade) à Pressão | Válvula Exp | Válvula Expiratória |
| Prox | Próxima Página | Vazamento | Vazamento do Circuito |
| P-SIMV | Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Pressão Controlada | VCV | Ventilação de Volume Controlado |
| PSV | Ventilação de Pressão Contínua com Pressão de Suporte | VMspn | Volume Minuto Espontâneo |

| Termos e Abreviação | Descrição |
|---------------------|--|
| | |
| P. Superior | Pressão Superior da modalidade DualPAP |
| Res | Resistência das vias aéreas |
| Resistência | Resistência do Circuito |
| Rise Time | Tempo de Subida |
| | |
| T.Exp | Tempo Expiratório |
| T.Insp | Tempo Inspiratório |
| PED | Pediatrico |

| Termos e Abreviação | Descrição |
|---------------------|--|
| | |
| V-SIMV | Ventilação Mandatória Sincronizada Intermitente com ciclo de Volume Controlado |
| Vspn | Volume Espontâneo |
| Vt | Volume Corrente Ajustado |
| Vti | Volume Corrente Inspirado |
| Vte | Volume Corrente Expirado |
| Δ PS | Valor a ser adicionado à pressão de PEEP para se obter a Pressão de Suporte |
| \dot{V} | Fluxo corrente |
| FC | Frequência Cardíaca |

14. Declaração de Biocompatibilidade

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade, que todos os materiais utilizados em partes aplicadas (conforme definição da norma NBR IEC 60601-1) no Oxymag Agile, têm sido amplamente utilizados na área médica ao longo do tempo, sem efeitos relacionados a toxicidade ou efeitos no tecido, garantindo assim sua biocompatibilidade.

E de acordo com a norma ISO-10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing – cláusula 4.2.1 - o ventilador, suas partes e acessórios são classificados como dispositivo sem contato direto ou indireto com o corpo do paciente, desta forma o ventilador, suas partes e acessórios não são incluídos no escopo desta norma.

ADVERTÊNCIA

- ***Os acessórios comuns adquiridos de terceiros DEVEM possuir registro na ANVISA.***
-

15. Garantia

Os produtos fabricados e comercializados pela MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A são garantidos contra defeitos de material e fabricação, em todo território brasileiro, conforme disposições abaixo.

O período de garantia do equipamento é de 12 meses. Para as baterias e acessórios o período de 3 meses, desde que mantidas suas características originais, prazos estes contados a partir da data de aquisição do produto, constante na Nota Fiscal de Venda da MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A.

A responsabilidade pela garantia limita-se à troca, reparo e mão-de-obra, para as partes que apresentem vício ou não atendam às especificações contidas no Manual de Operação do Produto.

A garantia é limitada ao produto que seja utilizado sob condições normais e para os fins a que se destina, e cujas manutenções preventivas e substituições de peças e consertos sejam realizadas de acordo com as instruções constantes no Manual de Operação do Produto, por pessoal autorizado pelo fabricante.

A garantia não cobre vícios causados por uso ou instalação inadequados, acidentes, esterilização inadequada, serviço, instalação, operação ou alteração realizados por pessoal não autorizado pelo fabricante.

O rompimento ou ausência dos lacres ou selos de garantia por pessoal não autorizado resulta na perda da garantia do produto.

Peças sujeitas a desgaste ou deterioração por uso normal, condições de uso adversas, uso indevido ou acidentes não são cobertos pela garantia. Não estão cobertos pela garantia eventuais despesas e riscos com o transporte do produto. Não existe qualquer garantia expressa ou implícita além das expostas acima.

16. Assistência Técnica

Para manutenção contate nossa assistência técnica que lhe indicará o serviço mais próximo de você ou consulte nosso site.

17. Treinamento

Para solicitar treinamento, entre em contato com a equipe especialista de produto da Magnamed que lhe indicará o representante autorizado mais próximo de você.

Website: www.magnamed.com.br
Email: magnamed@magnamed.com.br

MAGNAMED

Fabricante / Assistência Técnica / Atendimento ao Consumidor



Magnamed Tecnologia Médica S/A
Rua Santa Mônica, 801 - 831 – Bairro Capuava
CEP: 06715-865 – Cotia – SP – Brasil
Tel/Fax: +55 (11) 4615-8500
E-mail: magnamed@magnamed.com.br
Website: www.magnamed.com.br
CNPJ: 01.298.443/0002-54
Inscrição Estadual: 149.579.528.111

Responsável Técnico: Toru Miyagi Kinjo
Inscrição CREA SP: 5061555031
Responsável Legal: Wataru Ueda