

ACESSÓRIOS FLEXIMAG E FLEXIMAG PLUS



BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS*

CÓDIGO | **1702667**



CIRCUITO RESPIRATÓRIO
Circuito autoclavável com drenos.

MODELO	CÓDIGO
Adulto Y reto*	1703038
Pediátrico Y 90	1703037
Neonatal Y 90	1703036



NEBULIZADOR
Conjunto para nebulização de medição.

Kit Nebulizador	1404881
Adaptador T 22mm	3202017



UMIDIFICADOR AQUECIDO COM RESERVATÓRIO E SUPORTE GLOBALTEC

TIPO	CÓDIGO
adulto 110V	1704415
adulto 220V	1704416
soamente reservatório	1702814



CONECTORES DE 90° DIAM 15X15*

CÓDIGO | **3102183**



OXÍMETRO DE PULSO COM ADAPTADOR E CABO

TIPO	CÓDIGO
Adulto e pediátrico	1704409
Neonatal	1704410

Somente FlexiMag Plus



CAPNOGRAFIA
Sensor de capnografia mainstream MASIMO.

TIPO	CÓDIGO
Sensor e cabo	1704396
Irma adaptador de vias aéreas Adu/Ped	1704395
Irma adaptador de vias aéreas Neo	1704394

Somente FlexiMag Plus



DIAFRAGMA* E VÁLVULA EXPIRATÓRIA*

Utilizado na mudança de fase inspiratória para expiratória.

TIPO	CÓDIGO
Diafragma	3800248
Válvula expiratória	3804865



RESISTÊNCIA

Utilizada para análise dos ventiladores, junto com o uso do balão de teste.

TIPO	CÓDIGO
RP 50	3802197
RP 20	3802196
RP200	1702920

* Acessórios padrão do FlexiMag e FlexiMag Plus



SENSOR DE FLUXO SPIROQUANT ENVITEC*

Kit com 5 unidades **1703938**
Cabo rendel 6 pinos **2803779**



SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL

TIPO	CÓDIGO
Neonatal	3201098
Pediátrico	3201099
Adulto	3201100
Kit Adu/Ped/Neo*	1705043
Conector universal silicone 1,6m	3802058

Somente FlexiMag Plus



MÁSCARA

Para ventilação não invasiva.

MODELO	CÓDIGO
5	1702650
3	1702651
0	1702652
Fixador de silicone adulto	1702990

* Acessórios padrão do FlexiMag e FlexiMag Plus



SIMULADOR PULMONAR

Usado para análise dos ventiladores pulmonares 22mm. Necessário o uso de resistência.

Adulto 2000ml	3902781
Adulto 1000ml	3901840
Pediátrico 500ml	3901839
Neonatal 40ml com RP200	1702920