

## ACESSÓRIOS VENTMETER



ADAPTADOR  
Adaptador para o uso de nebulizador.

T 22mm\* | **3202017**



CABO P2 STEREO MACHO/  
P2 STEREO MACHO

CÓDIGO | **2802106**



CABO SERIAL - USB\*

CÓDIGO | **2401860**



CONECTORES DE RESISTÊNCIA  
AO SENSOR DE FLUXO 90°  
DIAM 15X15\*

CÓDIGO | **3102183**



CONECTOR UNIVERSAL COM  
LINHA DE SILICONE 1,3M\*

CÓDIGO | **3804363**



CONJUNTO DE CÉLULA  
DE MEDIÇÃO  
Célula consumível para medição  
de oxigênio.

CÓDIGO | **5002018**



CONJUNTO DE RESISTÊNCIA  
Usado para análise e demonstração dos  
ventiladores pulmonares, juntamente com  
o balão de teste.

TIPO	CÓDIGO
RP 200*	<b>3802198</b>
RP 5*	<b>3802195</b>
RP 50*	<b>3802197</b>
RP 20*	<b>3802196</b>



KIT CELULA DE MEDIÇÃO  
DE CONCENTRAÇÃO DE O<sub>2</sub>  
Célula consumível para medição de oxigênio  
com cabo de conexão e adaptador\*.

CÓDIGO | **1702105**



MALETA  
Bolsa de transporte\*

CÓDIGO | **1701956**



SIMULADOR PULMONAR  
Usado para análise dos ventiladores  
pulmonares 22mm. Necessário o uso  
de resistência.

TIPO	CÓDIGO
1000ML*	<b>3901840</b>
2000ML	<b>3902781</b>
500ML*	<b>3901839</b>
40ML*	<b>1702986</b>



SENSOR DE FLUXO  
Conectores de resistência ao sensor  
de fluxo 90° diam 15x15.

TIPO	CÓDIGO
Adulto*	<b>3201473</b>
Pediátrico*	<b>3201472</b>
Neonatal*	<b>3201471</b>

\* Acessórios padrão do VentMeter.